

UT-201BLE Plus 仕様

製品名	スマートフォン対応予測式体温計 UT-201BLE Plus
希望小売価格	オープン価格
表示範囲	32.0 °C～42.0 °C (0.1 °C単位)
測定精度	±0.1 °C
測定方式	予測式(実測移行式)
測定部位	脇下専用
測定時間	予測時約30秒、実測時10分
メモリ	前回数
通信方式	Bluetooth® Low Energy Ver.4.0
電池・電池寿命	CR2032 (1個)・予測時約350回、実測時約70回
外形寸法・本体質量	幅40×高さ117×奥行15 mm・約25 g (電池含む)
付属品	お試し用ボタン電池1個、収納ケース、取扱説明書1冊、添付文書
販売名	エー・アンド・デイ 電子体温計 UT-201
一般的名称	電子体温計
医療機器認証番号	224AHBZX00013000
医療機器分類	管理医療機器
製造販売元	株式会社エー・アンド・デイ 埼玉県北本市朝日1-243
商品コード	UT-201LA-JC11
JANコード	4981046306195

⚠️ 安全上のご注意

- 検温結果の自己診断や治療はしないでください。医師の指導に従ってください。
- 人の検温以外に使用しないでください。●本製品はわき専用の体温計です。わき以外(耳や口中など)で検温しないでください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけのご使用はさけてください。●ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。●外観及び仕様は改良のため、お断り無く変更することがあります。

*Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

Apple, Appleのロゴ, iPhone, iPadは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

Google Playおよび Google ロゴは Google LLC の登録商標です。

Facebookは、Facebook, Inc.の登録商標です。

Twitterは、Twitter, Inc.の商標または登録商標です。

LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社：東京都豊島区東池袋3-23-14 TEL.03-5391-2566 (代)

<https://www.aandd.co.jp>

修理・商品に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイお客様相談センター 無料通話 **0120-514-016**

受付時間：月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く)9:00～12:00/13:00～17:00

UT-201BLEPLUS-ADJC-01-SG1-21200

A&D Connect MEDICAL THERMOMETER

AND
A&D Medical



Bluetooth®

スマートフォン対応
予測式体温計

UT-201BLE Plus ❖



Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

体温はスマートフォンで管理する時代



健康管理アプリ
A&D Connect Smart
iOS/Android

アプリの
ダウンロードは
こちら



グラフ表示

日付	体温	体重	血圧
2021/03/21	36.2		
2021/03/20	36.3		
2021/03/19	36.6		
2021/03/18	36.7		
2021/03/17	36.7		
2021/03/16	36.8		
2021/03/15	36.8		
2021/03/14	36.8		
2021/03/13	36.8		
2021/03/12	36.8		
2021/03/11	36.7		

一覧表示

スマートフォンならではの様々な機能を活用できます。



Twitter



Facebook



LINE



Mail



Apple Health

健康をひとつのアプリで丸ごと管理


イー・アンド・デイの血圧計、体温計、活動量計、体組成計のデータを1つのアプリで管理することができます



体温計
UT-201BLE Plus



上腕式ホースレス血圧計
UA-1200BLE



体組成計
UC-421BLE



A&D Connectシリーズのご紹介

血圧計



商品名	上腕式ホースレス血圧計
型名	UA-1200BLE
JANコード	4981046163316
医療機器認証番号	301AHBZX00009000
商品名	上腕式血圧計
型名	UA-651BLE
JANコード	4981046026192
医療機器認証番号	226AHBZX00003000

体組成計



商品名	体組成計
型名	UC-421BLE
JANコード	4981046159227(白) 4981046164719(黒)

体重計



商品名	体重計
型名	UC-352BLE
JANコード	4981046143370