

リストバンド型
ライフレコーダー

UW-302BLE



- ✓ 歩数、総消費カロリー、睡眠時間を測定
- ✓ 14日分のデータ保存が可能
- ✓ 血圧計/体重計データをリストバンドへ送信《Hub機能搭載》
- ✓ Hub機能で家庭内の血圧、体重データを収集可能

歩数・総消費カロリー・睡眠時間




- 用途例:**
- 企業の健康経営
 - 健康関連サービスの付加価値向上
 - 医療機関での疾病管理や健康管理
 - 医療機関、研究機関でのデータ収集
 - 個人の健康管理

バイタルサインをスマートフォンでデータ管理

はかる



血圧計
UA-651BLE



体重計
UC-352BLE



体温計
UT-201BLE



ライフレコーダー
UW-302BLE

Bluetooth®
自動送信



記録



データ管理
アプリ

A&D Connect Smart



無償でダウンロード



Bluetooth®はBluetooth SIG,Incの登録商標です。
iPhone/AppstoreはApple,Incの登録商標です。
Android/GooglePlayはGoogle,Incの登録商標です。

データ共有・連携



twitter

Facebook




メール

メッセージ

データ共有



Microsoft社
ヘルスポルト



Apple社
ヘルスケア

健康管理
サービス

※ UW-302BLEの活動量は、ヘルスポルト・ヘルスケアにデータ連携されません。

ライフレコーダー UW-302BLE 仕様

販売名	リストバンド型ライフレコーダー		
型名	UW-302BLE		
表示	時間	0:00~23:59	1分単位
	歩数	0~99999歩	1歩単位
	消費カロリー	0~9999kcal	1kcal単位
	体重	0~151.6kg	0.1kg単位*
	最高/最低血圧	0~299mmHg	1mmHg単位*
	脈拍数	40~180拍/分	1拍単位*
	機能	14日以上メモリ、Bluetooth®通信、USB通信	
電源	リチウムポリマー電池(58mAh)		
充電電池持続時間	約5日(1日4回健康機器とBluetooth®接続 1日10回時計を確認した場合)		
充電時間	約100分以内		
外形寸法	22.5(W)×250(L)×13.7(H)mm		
質量	20g		
使用温度	10~40°C		
保管温度	-20~60°C		
防水	IP7X/IPX5		
USB通信仕様	USB2.0 Full Speed 準拠 ※「USB2.0 Full Speed」は準拠規格の名称であって、動作速度を保障するものではありません。		
通信	Bluetooth® Ver. 4.0LE		
付属品	USBケーブル、取扱説明書		
商品コード	UW-302LA-JC1MI		
JANコード	4981046151597		
標準価格(税抜)	¥15,000		

※データ受信済みの場合のみ表示



製品詳細、SDKのお申込みは
「ウェルネスコネクテッド」で検索!!

スマホの方は
こちらから

ウェルネスコネクテッド



AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
- 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
- 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*UW302BLE-ADJC-02-PR2-18600GP