

ベビースケール

AD-6020-12K

取引・証明用
検定付

精度等級
4級

Baby One

- 赤ちゃんにやさしいスタイル
- バスケットが外せて洗えるからいつも清潔



ベビースケール

Baby One

AD-6020-12K ¥38,000 (税抜)

取引・証明用
検定付

精度等級
4 級

- 専用ACアダプタ付 (AX-TB294)
- 目量 10 g (0～9.99 kg)、20 g (10 kg ～ 12 kg)
- ひょう量 12 kg




バスケット(計量台)は
ワンタッチで簡単に取り外せて
丸洗いができるので
いつも清潔に、ご使用いただけます。





大きな文字表示25 mm

デジタル数字が大きく見やすい、文字高25 mmの大型表示です。



風袋引き機能

タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。



前回値表示

前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。



2電源方式

電源のない場所でも使用できる、乾電池（単一形・4本）または、付属の専用ACアダプタの両用型です。



身長確認メジャー

バスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。（目安としてご使用ください。）




身長測定用カーソル

本体下部にカーソルが収納できます。



バスケットの安全設計

バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。



仕様

品名	ベビースケール Baby One
型名	AD-6020-12K
精度等級	4級
認証番号	第232号
ひょう量	12 kg
目量	10 g (0～9.99 kg) / 20 g (10 kg～12 kg)
最小測定量	100 g
最大風袋引量	9.99 kg
最小表示固定量	1 kg
身長測定範囲	45 cm ～ 57 cm
使用温湿範囲	温度+5℃～+35℃ 湿度30%～85%RH (ただし、結露状態を除く)
外形寸法	約628 (W) × 343 (D) × 245 (H) mm
本体質量	約5.0 kg (ACアダプタ、乾電池を除く)
電源	専用ACアダプタ または 単1形乾電池4本
付属品	専用ACアダプタ (AX-TB294)、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書
標準価格 (税抜)	¥38,000
商品コード	AD6020-12K
JANコード	4981046700832

オプション



ACアダプタ

¥4,500 (税抜)

商品コード：AX-TB294

JANコード：4981046305419





AD6020バスケット

¥7,000 (税抜)

商品コード：AXP-1000840

JANコード：4981046105170

外形寸法 (mm)



AND 株式会社 **イー・アンド・ティ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

⚠ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
 外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2025年4月現在のものです。
 ※本カタログは事業者向けです。 *AD6020-ADJC-05-PR4-25400GP