

# SmartLift Scale

スマートリフトスケール

AD-6081

寝た状態の患者の体重測定に

ICU

透析

脳外

循環器

・・・などでの使用に最適!

## Tough & Exact

安定した測定を実現する本体構造  
ストレッチャーの左右バランスに  
影響されない重量センサ構造



### ■ 大型表示

- 7セグメント液晶表示
- メイン画面：文字高 30mm
- 補助画面：文字高 20mm

### ■ 日本語表示

測定状態や、メッセージを全て日本語で、わかりやすく表示。

### ■ BMI表示機能

患者の身長値を入力で自動計算

### ■ 前回値表示機能

記入忘れに便利な前回値表示機能

### ■ パーソナルプリセット風袋

操作性に優れた風袋引き機能。  
患者の衣服重量を+、-ボタンでかんたん操作できます。

### ■ 余裕の稼働範囲

余裕の電動昇降範囲  
425~1175mm(吊り金具下部)



### ■ 移動用大型ハンドル

安定した移動に考慮した  
大型ハンドル



### ■ 低床ベッド対応

脚高 65mm  
低床ベッドにも対応



## オプションでさらに便利

### ADプリンタユニット AD-PR580

測定が終わると、自動的に測定結果を印字します。BMI測定時には、体重値のほか、身長値、BMIも同時に印字できます。



### 直進安定金具 AD6081-02

施設内を長距離移動する場合に、本品を使用することにより、機器本体の直進移動が楽に行えます。



### ストレッチャーシートカバー AX-SS-COVER-50

感染症患者の測定などに便利な、ディスポシートカバー



## 仕様

品名	電動昇降リフト式体重計	
型名	AD-6081	
ひょう量	180kg	
目量	100g	
使用範囲	2kg~180kg	
最大風袋量	99.9kg	
最小風袋量	0.1kg	
最小表示固定	2.0kg	
外形寸法	最大時 約1110 (W) × 1530 (D) × 1923 (H) mm 最小時 約635 (W) × 1360 (D) × 1485 (H) mm	
質量	約80kg (ストレッチャーバー、ストレッチャーシート除く)	
電源	AC100V 充電式バッテリー (DC24V 2.9Ah)	
電池寿命	昇降回数約50回/60kg荷重時、約15回/180kg荷重時 充電寿命約400回 (バッテリー50%放電時)	
表示器	7セグメント液晶表示 メイン表示: 文字高30mm 補助表示: 文字高20mm	
ストレッチャーシート	サイズ	750 (W) × 1800 (D) mm
	素材	ナイロン100%
	備考	次亜塩素酸ナトリウム、アルコール対応、EOGガス滅菌対応、ストレッチャーシートカバー対応
付属品	ストレッチャーバー、ストレッチャーシート、ストレッチャーシートカバー (試用サンプル)、充電バッテリー、アクチュエータリモコン、電源コード、取扱説明書	
標準価格(税抜)	¥1,670,000	
商品コード	AD6081	
JANコード	4981046701365	

※本製品は計量法に規定の取引証明に使用することはできません。

## オプション

商品コード	品名	型名	価格(税抜)	JANコード	
AD-PR580	ADプリンタユニット	AD-PR580	¥55,000	4981046713603	※2
AX-KO3937	RS-232Cケーブル 75cm	KO3937	¥ 5,000	4981046713634	※2
AX-KO4286-0800	プリンタ用電源ケーブル	KO4286-0800	¥ 1,500	4981046713924	※2
AD6081-01	プリンタ取付金具	AD6081-01	¥ 6,500	4981046713955	※2
AX-PP147-S	プリンタ用紙 5巻入り		¥ 5,000	4981046711340	
AD6081-02	直進安定金具	AD6081-02	¥25,000	4981046713962	
AS-1133016607	ストレッチャーシート		¥35,000	4981046713801	※1
AX-SS-COVER-50	ストレッチャーシートカバー 50枚入り		¥20,000	4981046713931	
AD6081-03	ストレッチャーバー	AD6081-03	¥52,000	4981046713998	※1
AS-CHJ20000020	バッテリー充電器	CHJ20000020C011	¥50,000	4981046713948	
AS-BAJ	アクチュエータ用充電バッテリー	BAJ	¥45,000	4981046713818	※1
AS-HB51	アクチュエータ用リモコン	HB51	¥25,000	4981046713825	※1
AS-0015806	充電ケーブル		¥ 4,500	4981046713986	※1

※1 本体セット標準付属品

※2 ご注意: プリンタのご使用には、※2の4点が必要となります。プリンタ用紙はAD-PR580に1巻付属  
※ストレッチャーシートは、消耗品です。 破れ、ほつれが有る場合には、交換をお願いいたします。



### ME 機器に関するお問い合わせは

イー・アンド・デイME機器相談センター

**0120 -707 -188**

受付時間: 月~金曜日 (祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

販売元

**AND** 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6127 (直) FAX.03-5391-6129

- 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
- 仙台出張所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
- 名古屋営業所 TEL.052-726-8763 (直) FAX.052-726-8769
- 大阪営業所 TEL.06-7668-3904 (直) FAX.06-7668-3901
- 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
- 福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

<http://www.aandd.co.jp>

※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

※AD6081-ADJC-03-PR2-14b05