

バリアフリースケール

車イス・立位用 AD-6105R

標準価格 ¥550,000 (税抜)

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

「安心」の R シリーズ体重計

RELIEF
for ALL



ひょう量： 200 kg


目量：

- 100g(~ 149.9 kg)
- 200g(150 ~ 200 kg)



安心のダブルスロープ

段差をなくし乗降しやすい



車イス通路幅を拡張


手すり幅を変えずに、車イス通路幅のみを拡張
電動車いすも測定可能

※ISO7193,7176/5（車いす） 手動及び電動車いすの寸法より




安心の精度誤差対策


測定誤差の大部分を占める「異物」の
挟み込みを防止



異物対策



異物の侵入防止 (側面)



使用地域区分

| 使用地域 (都道府県) | | 使用地域区分別 重力加速度の範囲 |
|-------------|---|------------------------------|
| ① | 北海道 | 9.803~9.807 m/s ² |
| ② | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 | 9.799~9.804 m/s ² |
| ③ | 福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 | 9.796~9.801 m/s ² |
| ④ | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) | 9.794~9.799 m/s ² |
| ⑤ | 鹿児島県(薩摩地方を除く)、沖縄県 | 9.789~9.794 m/s ² |

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

AND 株式会社 **エーアンド・ティ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759
仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052
名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769
大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901
広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058
福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**
受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。