

省スペース

Discover Precision

AND
A&D Medical

バリアフリースケール

手すり付 AD-6107R ¥190,000(税抜)

取引・証明用
検定付

精度等級
3級


低い計量台で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に測定
スタイリッシュ体重計



※プリンタはオプションです。

- つかまりやすい
大型ハンドル
- バッテリー駆動
200時間以上
- 軽量コンパクト

従来品より10 kg軽量化いたしました。



● 安全設定

計量台高さ48 mm低く乗りやすい計量台、
乗り位置を見やすくカラー識別、
さらに角をまるく安全に配慮しました。



● 移動がラクな大型キャスター

必要な場所へらくらく移動、ロングライフバッテリー
駆動ですぐ測定できます。

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

使いやすい
多機能表示器



- ✓ 表示器は分かりやすい日本語表示
- ✓ BMI計算機能 (デジタル身長計の接続により自動計算可能)
- ✓ 衣服引き(風袋引き)機能
- ✓ 外部機器との連携 (接続機器はお問い合わせください。)

仕様

型名	AD-6107R
販売名	バリアフリースケール(手すり付き)
精度等級	3級
ひょう量	200 kg
目量	100 g (150 kg未満) / 200 g (150 kg以上)
最小測定量	2 kg
最大減算風袋量	90 kg以下
使用温湿度範囲	温度: +5℃~+35℃ 湿度: 85%RH以下
保存温度範囲	温度: -10℃~+60℃
表示	7セグメント液晶表示 メイン画面: 文字高 23 mm
電源	ACアダプタ: AC100 V, 50 Hz-60 Hz AX-TB266 もしくは、AS-BLS-120W (プリンタAD-PR580使用時) または、単一形アルカリ乾電池4本
電池寿命	連続動作(アルカリ乾電池使用時) 200時間以上
外部出力	RS232C (オプションプリンタAD-PR580にも使用)
外形寸法	613 (W) × 653 (D) × 870 (H) mm
計量台寸法	493 (W) × 426 (D) × 48 (H) mm
本体質量	約17 kg (乾電池、ACアダプタ含まず)
付属品	専用ACアダプタ (AX-TB266)、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書
梱包サイズ・重量	690 (W) × 664 (D) × 928 (H) mm 約22 kg 段ボール梱包
承認番号	第D177号
商品コード	AD6107R
JANコード	4981046154925
標準価格 (税抜)	¥190,000

オプション



ACアダプタ
AX-TB266
¥4,500 (税抜)
JANコード: 4981046618076
※ADプリンタユニットを未装着時のACアダプタです。



ADプリンタユニット
AD-PR580
¥55,000 (税抜)
JANコード: 4981046713603
※プリンタの取付には、別途プリンタ取付キットAD-PR580-007が必要です。

NO IMAGE



プリンタ取付キット
AD-PR580-007
¥10,000 (税抜)
JANコード: 4981046156004



AD-PR580用ACアダプタ
※AD-PR580付属品
AS-BLS-120W
¥15,000 (税抜)
JANコード: 4981046713689



AX-BLS-120W用ACコード
※AD-PR580付属品
AS-ACS-120A
¥2,700 (税抜)
JANコード: 4981046713696



プリンタ用紙 (5巻/箱)
AX-PP147-S
¥5,000 (税抜)
JANコード: 4981046711340

使用地域区分

使用地域 (都道府県)		使用地域区分別 重力加速度の範囲
①	北海道	9.803 m/s ² ~9.807 m/s ²
②	青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県	9.799 m/s ² ~9.804 m/s ²
③	福島県、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 (八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県	9.796 m/s ² ~9.801 m/s ²
④	群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 (全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 (薩摩地方に限る)	9.794 m/s ² ~9.799 m/s ²
⑤	鹿児島県 (薩摩地方を除く)、沖縄県	9.789 m/s ² ~9.794 m/s ²

2箇所に記載されている県は、どちらの重力加速度の範囲でも使用できます。

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間: 月~金曜日 (祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL.03-5391-6127 (直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759

■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052

■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763 (直) FAX.052-726-8769

■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3904 (直) FAX.06-7668-3901

■ 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058

■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp>

※取扱説明書をよく読みの上ご使用ください。 ※外觀及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*AD6107R-ADJC-03-PR3-20305GP