


デジタル身長計

AD-6226/AD-6227

大型デジタル表示、 簡単な操作でラクラク測定

- ゴミやホコリが入らず故障の少ない支柱3段伸縮式、収納性に優れ、手軽に移動。
- 手元ホールドスイッチ(オプション)を使用すれば、測定値表示を一時的に保持できます。
- 電源はACアダプタによるAC電源と乾電池を使用するDCの2方式。
(マンガン乾電池で連続約8時間使用可能)



ホールドスイッチはオプションです。

仕様

品名	デジタル身長計	
型名	AD-6226	AD-6227
外形寸法	300 (W) × 450 (L) × 754 (H) mm	300 (W) × 450 (L) × 954 (H) mm
本体質量	6.2 kg	6.4 kg
検出方法	透過式フォト・インタラプタ方式	
測定方法	支柱3段伸縮式	
測定範囲	70 cm～155 cm	90 cm～215 cm
電源	専用ACアダプタ (AD6226-04) または S-006P乾電池 (別売)	
精度	±1 mm +1 digit	
最小表示単位	0.1 cm (1 mm)	
表示	デジタル4桁 LCD表示	
付属品	ACアダプタ (AD6226-04)、取扱説明書	
標準価格 (税抜)	¥60,000	
JANコード	4981046700764	4981046700788
商品コード	AD6226	AD6227

オプション

商品コード	品名	標準価格 (税抜)	JANコード
AD6226-03	ホールドスイッチ	¥ 3,000	4981046712118
AD6226-04	ACアダプタ ※ 付属品と同じ	¥ 4,000	4981046711845



AD6226-03



AD6226-04

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間: 月～金曜日 (祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目2番14号
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129
 ■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■ 仙台営業所 TEL.022-2111-8051(代) FAX.022-2111-8052
 ■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
 ■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
 ■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815
 製造販売業者: 株式会社エー・アンド・デイ 〒364-8585埼玉県北本市朝日1-243

<https://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよく読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
*AD6226-ADJC-03-PR3-201005GP