


バイタル情報連携ユニット AVIS




※実寸大


複数のBluetooth®通信機能付デバイスの測定データを電子カルテへ自動取込み



様々なメーカーのデバイスに対応



AVIS導入の業務効率化シミュレーション例



^{*3} 150床病棟シミュレーション
150床血圧・体温・SpO₂測定の場合、電子カルテ手入力を120秒と想定、自動入力を50秒と想定
年間バイタル測定：150床×2回/日×365=109,500回/年、電子カルテ手入力=3,650時間、自動入力=1,520時間

ユースケース


病棟ラウンド測定

病棟ラウンド測定・PCレス (AVIS+AD-6904A^{*4})

^{**} AVIS に接続できるのは AD-6904A Ver.-2.0 以降です。なお AD-6904A は血糖計連携不可ですのでご注意ください

外来バイタル測定 (AVIS+AD-6904A^{*4})

^{**} AVIS に接続できるのは AD-6904A Ver.-2.0 以降です。なお AD-6904A は血糖計連携不可ですのでご注意ください



仕様

製品名	バイタル情報連携ユニットAVIS
型式	AS-AVIS-A01
JANコード	4595430899011
本体寸法／質量	54 (W) × 22 (H) × 76 (D) mm／約60 g
電源	USBバスパワー
通信機能	Bluetooth Low Energy (Bluetooth 4.2)
USBケーブル	長さ15 cm Type-A to micro B
動作環境	Microsoft Windows 10 以上 Mac OS不可
製造販売業者	株式会社G.com R&M
標準価格	オープン価格

保守パッケージ

AVIS本体延長保証4年	
型式	98-AVIS-A01
標準価格	オープン価格
保証内容	・故障時の修理／交換 ・新規接続機種対応のソフトウェア更新

※購入時から5年間を保証するものです



AND株式会社 エーアンド・ティ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00／13:00～17:00）

⚠ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更場合があります。 ●本カタログの内容は2025年10月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *AVIS-ADJC-01-AD01-25a028GP