

pulSfit BO-950BT

呼吸数も測れるパルスオキシメータ



Made in
Japan



体重
約10 kgから
測定可能



低灌流の
患者の測定に
対応



ネイルや
マニキュアの
影響を
受けづらい

「反射式測定方法」
を採用



pulSfit
BO-750BT

Made in
Japan



デザインと操作性に
こだわったモデル

- 清拭用薬液・衝撃に強い設計
- 視点に合わせて表示の向きを自動で切替え
- 小児から成人まで対応
- PI灌流値表示

スマートフォンと無料アプリでかんたん健康管理

BO-950BT
BO-750BT

スマートフォン



データベース

日本精密測器株式会社のアプリ HealStyleとの連携が可能です。
通信仕様書の提供をご希望の場合は、右記のURL (A&D SDK) よりご依頼ください。



iPhone・Android 対応アプリ
NISSEI HealStyle



画面表示例



Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

仕様

型式	BO-950BT	BO-750BT
販売名	パルスフィット BO-950	パルスフィット BO-750
医療機器認証番号	307AGBZX00034000	227AGBZX00046000
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器	
JAN コード	4931140080637	4931140080415
商品コード	AS-BO-950BT	AS-BO-750BT
測定方法	2波長吸光度測定法 (反射式)	2波長血液吸光度法 (透過式)
測定部位	指先	
測定対象患者	幼児 (体重10 kg 1歳児相当*1) ~ 成人 *1: 体重と年齢の相関は、「令和5年乳幼児身体発育調査」 (こども家庭庁: 令和6年12月25日公表) に基づいています。	小児 (6 ~ 12歳) ~ 成人 (新生児は不可)
測定可能指周囲長	—	約30 mm ~ 66 mm (爪付け根部指周囲) 参考
測定範囲	血中酸素飽和度 (SpO2): 0 ~ 100 %	
測定精度	脈拍数: 30 ~ 240 拍/分、呼吸数: 4 ~ 70回/分 血中酸素飽和度 (SpO2): ±2 % (70 % ~ 100 %) / 脈拍数: ±3 %, 又は±1ディジットの大きい方 呼吸数: 1 Arms	
電源	単4形アルカリ乾電池1本	
定格電圧/消費電力	DC1.5 V / 0.15 W	DC1.5 V / 0.09 W
Bluetooth 対応規格	Bluetooth® LE	
使用環境	温度: 10 °C ~ 40 °C、相対湿度: 30 %RH ~ 85 %RH (結露なきこと)	
輸送・保管環境	温度: -20 °C ~ 60 °C、相対湿度: 10 %RH ~ 95 %RH (結露なきこと)	
寸法	約 71 (W) × 33 (H) × 35.5 (D) mm	約 60 (W) × 35 (H) × 32 (D) mm
質量	約 49 g (電池含まず)	約 37 g (電池含まず)
メーカー保証期間	ご購入より3年間	
電撃保護	内部電源機器 BF形装着部	
水又は粒子物質の有害な浸(侵)入に対する保護	IP54	IP22 (IEC 60529 規定)
付属品	単4形アルカリ乾電池1本、ストラップ、取扱説明書 (保証書付き)	
製造販売業者	日本精密測器株式会社	
標準価格 (税抜)	¥85,000	¥60,000

AANDD 株式会社 **イー・アンド・ティ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間: 月曜日~金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00)

⚠ 安全上のご注意: ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2026年7月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *BO750BT+950BT-ADJC-01-AD01-267003GP