

健診施設向け メディカル製品ラインナップ カタログ

身長体重計/体組成計

血圧計

検査機器

生体情報モニタ

メタボメジャー

データ収集アダプタ



身長体重計

自動身長計付き体組成計 AD-6551

取引・証明用
検定付

精度等級
3級



- 「身長」・「体重」・「体組成」値を表示
- スピーディ測定で待ち時間は少なく（約 10 秒）
- 健診システムとの連携や、ID リーダーを利用したシステム構築も可能

※本機は株式会社タニタの体組成分析アルゴリズムを採用しています。



※スタンドは
オプションです

全自動身長体重計 AD-6228A-R

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

- 「身長」・「体重」・「BMI」値を表示
- 床から 50 mm の薄型計量台
- 背部・臀部・踵部を支柱に接して測定可能



手すりに
つかまった
まま測定

※プリンタはオプションです

デジタル身長体重計 AD-6351

- 「身長」・「体重」・「BMI」値を表示
- 使用場所に合わせて、表示器の方向も自在、
表示器の取り外しも可能
- 伸縮式でコンパクト収納、持ち運びに適したデザイン
- 施設内健診、出張健診などあらゆる場所でご使用可能



表示器は
取り外して
テーブル等でも
使用可能

販売名	自動身長計付き体組成計	全自動身長体重計	業務用手動身長体重計
型名	AD-6551	AD-6228A	AD-6351
標準価格(税抜)	¥1,300,000	¥700,000	¥220,000
ひょう量/目量	200 kg / 100 g	200 kg / 100 g	150 kg / 100 g
外形寸法	計量部: 360 (W) × 689 (D) × 1493~2300 (H) mm	400 (W) × 608 (D) × 1535~2350 (H) mm	計量台: 330 (W) × 440 (D) × 75 (H) mm
本体質量	約 29.1 kg	約 32 kg	約 13 kg
承認番号	第 D176 号	第 D109 号	第 D1323 号

血圧計・生体情報モニタ

全自動血圧計 診之助 Slim

TM-2657W シリーズ

- 複数回測定機能：
2回または3回の複数回測定を実施（TM-2657WVPのみ）
- 設置スペースを取らないスリム設計で
右腕でも左腕でも測定でき直感的な操作が可能
- 軽量コンパクトで出張健診なども使いやすい
- 腕の太さに合わせて腕帯を巻き付ける機構
- 不規則脈波（IHB：Irregular Heart Beat）検知機能搭載
血圧測定中に脈間隔を測定し脈の揺らぎを監視し、体動等を検知します。



販売名	全自動血圧計 TM-2657シリーズ		
型名	TM-2657W	TM-2657WP	TM-2657WVP
標準価格(税抜)	¥298,000	¥320,000	¥350,000
外形寸法	241 (W) × 324 (H) × 390 (D) mm (突起部含まず)		
本体質量	約5.5 kg		
認証番号	226AHBZX00016000		

バイタルノート

自動血圧計 TM-2580

- RSユニット TM2570-02（オプション）を取り付けて、
他のシステムとの接続が可能
- 不規則脈波（IHB：Irregular Heart Beat）検知機能搭載
血圧測定中に脈間隔を測定し脈の揺らぎを監視し、
体動等を検知します。
- 平均測定モードは、自動的に血圧を複数回測定し、
その平均値を表示



販売名	患者監視装置
型名	TM-2580
標準価格(税抜)	¥180,000
外形寸法	177 (W) × 211 (H) × 136 (D) mm
本体質量	約1.5 kg
承認番号	21700BZZ00294000

水銀レス血圧計 Swan Heart

UM-102 / UM-102B

- 水銀ぶまりの心配なし。
- 取り扱いが簡単
- メンテナンスが不要
- 環境にやさしく廃棄に困らない
- 織布地のカフで装着感向上
- 耐久性のあるゴム球で送気も楽に
- 感染防止のため、消毒液※による拭き取りが可能
※クロルヘキシジングルコン酸塩／ベンザルコニウム塩化物



販売名	水銀レス血圧計	
型名	UM-102	UM-102B
標準価格(税抜)	¥15,000	
外形寸法	98 (W) × 67 (H) × 324 (D) mm	98 (W) × 326 (H) × 202 (D) mm
本体質量	約520 g	約540 g
認証番号	226AHBZX00004000	

検査機器

自動視力計

NV-350

- 被検者が近づくと自動的に測定を開始
- 音声ガイドに従いレバーを操作するだけで、簡単にセルフチェックが可能
- 4ヶ国語対応の音声ガイドで、外国の方にも対応可能
- 独自の光学設計により瞳孔間距離の調整が不要
- 外部通信用 RS-232C 接続ポートを装備し、自動測定終了と同時に測定データを出力可能



タッチパネル式
コントローラーで
簡単設定



ノンコンタクトトノメータ

NT-1

- あごを載せるだけで測定スタート
- 患者様に優しいエア吐出し
- 眼圧補正機能により、眼圧補正值の自動計算が可能



販売名	自動視力計 NV-350	ノンコンタクトトノメータ NT-1
型名	NV-350	NT-1
標準価格(税抜)	¥648,000	¥2,800,000
外形寸法	220 (W) × 410 (H) × 340 (D) mm	305 (W) × 493 (H) × 492 (D) mm
本体質量	7 kg	20 kg
届出番号	23B1X00023000136	304AABZX00066000

体重計・体組成計・生体情報モニタ

ベッドサイドスケール

AD-6121A

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

標準価格(税抜)：¥39,500



スマートスケール

AD-6209

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

標準価格(税抜)：¥60,000



体成分分析装置

AD-6552-MC-780

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

医療機器認証番号：
301AFBZX00031A03
標準価格(税抜)：¥1,300,000



オート無散瞳眼底カメラ AFC-330

- 3Dオートトラッキングやオートフォーカスなど、「5つのオート」で簡単撮影
- 低光量フラッシュにより縮瞳を抑えることができ、連続撮影が可能
- 撮影時のシャッター音を50% (当社従来モデル比) 低減させ、不要なまばたきを抑えることが可能



オールインワン&省スペース

- スリムなボディに Windows PC ユニットと 1,200 万画素の高画質カメラをひとつに融合
- 従来モデルの AFC-230/210 と比較し、50% 省スペース化を実現しています。

さまざまな運用シーンに対応

- **ダイレクトプリント：**
撮影終了と同時に印刷が可能です。
- **USB メモリ：**
外付け USB メモリへ 撮影データを自動転送可能です。
- **LAN 接続：**
PC や基幹システムなどと接続して利用可能です。

販売名	オート無散瞳眼底カメラ AFC-330
型名	AFC-330
標準価格(税抜)	¥3,850,000
外形寸法	316 (W) × 579 (H) × 518 (D) mm
本体質量	29 kg
認証番号	223AABZX00104000

生体情報モニタ VITAL SENSOR R

TM-2591 シリーズ

- 8.4 インチのタッチパネルディスプレイ
- 3 パラメータ(血圧・SpO₂・心電)をより使いやすく凝縮
- プリンタ・バッテリー内蔵

RELIEF
for ALL



	TM-2591R	TM-2591	TM-2591M
心電図 (ECG)、呼吸 (Resp) *	○	—	○
非観血血圧 (NIBP)	○	○	○
動脈血酸素飽和度 (SpO ₂) *	○	○	○
無線通信機能	—	—	○

*はオプション品が必要

販売名	バイタルセンサ R TM-2591		
型名	TM-2591R	TM-2591	TM-2591M
標準価格(税抜)	¥800,000	¥600,000	¥950,000
外形寸法	236 (W) × 230 (H) × 122 (D) mm		
本体質量	約2.4 kg		
認証番号	304AHBZX00037000		

その他

ミリオンデジタル®/ラウンド



DTM-20R 標準価格 (税抜) : ¥98,000

- 腹囲や下腿囲などの測定に最適なメジャー
- 目盛とデジタル表示のダブルで確認
- 着衣測定時の補正值設定可能
- 巻尺の目盛精度は繊維製巻尺 JIS1 級相当



測定長
最大 2 m

データ収集アダプタ

AD-6904A 標準価格 (税抜) : ¥200,000

- 手書き・手入力の運用をデータ収集の自動化へ

導入事例は
こちらから



データ収集ソフト



データ収集PC
• 測定データ確認
• CSV保存

【受診者ID + 測定値】



受診者ID

測定値

LAN

【機器構成例】



自動身長計付き体組成計
AD-6551



血圧計



データ収集ソフト

データ収集PC
• 測定データ確認
• CSV保存



他社製品の健診測定機器も
接続が可能です



※ 標準接続機種等についてはA&D営業担当へご連絡ください。

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2024年10月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *健診施設向けME-ADJC-04-AD04-24a003GP