

血压計用オプションカフ  
HYGIENIC CUFF




ハイジエニックカフ  
Easy to wipe off



繰り返し使う血压計用カフを清潔に保つために  
清拭しやすくしたオプションカフ

3層構造の生地により水などの浸透を低減

- 2層目に防水生地を配置



水をはじきやすく清拭しやすいカフ表面の撥水コート処理

※写真は水の例です。水以外の液体では撥水状況はそれぞれ変わります。



豊富なカフサイズ5種類から選択できます

- ISO規格のプラグ対応



対応消毒液

消毒液	濃度
消毒用エタノール	76.9%～81.4%
イソプロパノール	70%
クロルヘキシジングルコン酸塩水溶液	0.5%
ベンザルコニウム塩化物水溶液	0.1%
次亜塩素酸ナトリウム	0.05%

詳しくは取扱い説明書を参照ください

対応製品

医用電子血压計 UM-211/212BLE

販売名 : 医用電子血压計 UM-211  
認証番号 : 228AHBZX00008000

販売名 : 医用電子血压計 UM-212BLE  
認証番号 : 231AHBZX00005000



バイタルセンサ R シリーズ

販売名 : バイタルセンサ R TM-2591  
認証番号 : 304AHBZX00037000



非観血血压モジュール

販売名 : NIBP モジュール TM-2917  
認証番号 : 302AHBZX00029000



適応腕周	商品コード	標準価格	JANコード	対応機種
LLカフ(適応腕周:41 cm ~ 50 cm)	UM-LLHS4K1KJC	¥5,000(税抜価格)	4981046219730	UM-211/212BLE
LAカフ(適応腕周:31 cm ~ 45 cm)	UM-LAHS4K1KJC	¥4,000(税抜価格)	4981046219747	
Aカフ(適応腕周:22 cm ~ 32 cm)	UM-AUHS4K1KJC	¥4,000(税抜価格)	4981046196376	
SAカフ(適応腕周:16 cm ~ 24 cm)	UM-SAHS4K1KJC	¥4,000(税抜価格)	4981046219754	
SSカフ(適応腕周:12 cm ~ 17 cm)	UM-SSHS4K1KJC	¥4,000(税抜価格)	4981046219761	
LLカフ(適応腕周:41 cm ~ 50 cm)	UM-LLHS2M1KJC	¥5,000(税抜価格)	4981046219778	TM-2591/TM-2917
LAカフ(適応腕周:31 cm ~ 45 cm)	UM-LAHS2M1KJC	¥4,500(税抜価格)	4981046219785	
Aカフ(適応腕周:22 cm ~ 32 cm)	UM-AUHS2M1KJC	¥4,000(税抜価格)	4981046196413	
SAカフ(適応腕周:16 cm ~ 24 cm)	UM-SAHS2M1KJC	¥4,000(税抜価格)	4981046219792	
SSカフ(適応腕周:12 cm ~ 17 cm)	UM-SSHS2M1KJC	¥4,000(税抜価格)	4981046219808	