

## 自動視力計 NV-350 標準価格(税抜) ¥698,000

被検者が近づくと、自動的に測定を開始

独自の光学設計により瞳孔間距離の調整が不要

さまざまな測定に対応

「遠用と近用の両方を測定したい」、「右眼のみ再測定したい」…など

タッチパネル式コントローラーで簡単設定

測定モードの変更、測定中の測定内容と被検者へ提示している視標の確認ができます。  
また、コントローラーを本体から離して手元での操作、取り外し、検査内容を不用意に変更できないようにすることなどができます。

4ヶ国語対応の音声ガイドで、外国の方にも対応可能

日本語・英語・中国語・ポルトガル語に対応。  
音声ガイドに従いレバーを操作するだけで、簡単にセルフチェックができます。

RS-232C 接続で測定データ出力

外部通信用 RS-232C接続ポートを装備し、自動測定終了と同時に測定データを出力可能



タッチパネル式  
コントローラー



外国の方にも対応可能



AD-6904Aと接続可能



## ノンコンタクトトノメータ NT-1 標準価格(税抜) ¥2,900,000

オートスタート

あごを載せるだけで測定スタート。あご台の高さ調整も自動でおこないます。

患者様に優しいエアータ出

9ヶ国語の音声アナウンスで、検査の進行をガイド

日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、中国語、韓国語の中から選択可能

多様な測定スタイル



タッチ  
モニター  
操作



チルト  
&  
スイーベル  
機能



多言語音声アナウンス※1

セーフティ機能※2

### オートスタート

あごを載せるだけで測定スタート。あご台の高さ調整も自動でおこないます。

### オートアライメント &トラッキング

両眼の位置を検出し、アライメントを自動でおこないます。

### オートショット

アライメントが完了すると、自動で測定をおこないます。  
APC機能※3  
(Automatic Puff Control)

### 片眼オート 切り替え

片眼測定終了後、自動で反対の測定眼に移動します。

### オートプリント &エクスポート

印刷・転送まで自動でおこないます。

(※1) 9ヶ国語の中から選択可能です。(日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、中国語、韓国語)

(※2) 眼とノズルが接触しないように制御し、音でもお知らせします。万が一触れてしまった場合にはすぐに測定部が退避します。

(※3) 空気圧自動停止機能により余分なエアを抑え、初回吐出圧を低減させています。また、2回目以降は初回測定結果から、より適切な吐出圧制御をおこないます。

# オート無散瞳眼底カメラ AFC-330 標準価格(税抜) ¥3,900,000

## 「5つのオート」で簡単撮影

3Dオートトラッキング／オートフォーカス／前眼・眼底オート切り換え／オートショット／オートプリント&エクスポート

## 低光量フラッシュ

縮瞳を抑えることができ、連続撮影が可能  
低光量撮影モードの使用で、光量をさらに半減させることができます

## シャッター音低減

撮影時のシャッター音を50%（当社従来モデル比）低減させ、不要なまばたきを抑えることが可能

## さまざまな運用シーンに対応

ダイレクトプリント：撮影終了と同時に印刷が可能です  
USBメモリ：外付けUSBメモリへ撮影データを自動転送可能です  
LAN接続：PCや基幹システムなどと接続して利用可能です



**小瞳孔撮影モード**

瞳孔計Φ3.3 mmの撮影が可能（従来モデルのAFC-230/210はΦ3.7 mm）

従来モデル  
Φ3.7 mm

AFC-330  
Φ3.3 mm

**検査アシスト**

前眼部観察サブ画面に表示され、必要な瞳孔径をリアルタイムで確認しながら撮影できます。

## 仕様

	AS-NV-350(*)	AS-NT-1(*)	AS-AFC-330
一般的名称	特殊視力検査装置	眼圧計	眼底カメラ
販売名	自動視力計 NV-350	ノンコンタクトノメータ NT-1	オート無散瞳眼底カメラ AFC-330
インターフェース	RS-232C	RS-232C、USB、LAN、無線LAN	—
本体質量	7 kg	20 kg	29 kg
届出番号 / 認証番号	23B1X00023000136	304AABZX00066000	223AABZX00104000
医療機器の分類	一般医療機器	管理医療機器 特定保守管理医療機器	
電源	AC100 V 50/60 Hz 40 VA	AC100 V ~ 240 V ± 10 %、 50/60 Hz 100 VA	AC100 V 50/60 Hz 150 VA
外形寸法	220 (W) × 410 (H) × 340 (D) mm	305 (W) × 493 (H) × 492 (D) mm	316 (W) × 579 (H) × 518 (D) mm
標準価格(税抜)	¥698,000	¥2,900,000	¥3,900,000
製造販売業者	株式会社ニデック		

(\*) NV-350、NT-1 はデータ収集アダプタ AD-6904A と接続できます。

## 関連製品

型名	品名	標準価格(税抜)	品目コード
OT-450	OT-450 電動光学台	¥170,000	AS-OT-450
OT-600BF	OT-600BF 電動光学台 (車いす対応)	¥300,000	AS-OT-600BF
NV-350CASE	キャリングケース NV-350用	¥50,000	AS-NV-350CASE
LE CABLE	LE通信ケーブル3 m (9P-9P)	¥2,400	AS-LECABLE
OPIF-15	OPIF-15 9p-9p 通信ケーブル5 m	¥8,000	AS-OPIF-15
TP-58	プリンタ用紙 (入数:3)	¥2,500	AS-TP-58
AD-6904A	データ収集アダプタ	¥200,000	AD6904A



電動光学台  
OT-450



電動光学台  
(車いす対応)  
OT-600BF



プリンタ用紙  
(入数:3)  
TP-58  
対応機種: NV-350/NT-1



データ収集アダプタ  
AD-6904A

製造販売業者

**AND 株式会社 エーアンドデー**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00 / 13:00～17:00）

**安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。**

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。  
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2026年1月現在のものです。  
※本カタログは事業者向けです。 \*健診関連眼科医療機器-ADJC-02-AD02-26100