

パルスオキシメータ

TM1121

モニタリング/スポット測定機能搭載
ポケットサイズのパルスオキシメータ
通信機能付き (Bluetooth® Low Energy/NFC)



商品にはSpO₂センサモニタリング用:TM-1121-02
TM1121ホルダ:TM-1121-03が付属されています

- 小型・軽量で持ち運びに便利なポケットサイズ
- モニタリングモード(連続測定)とスポットモード設定が可能
- バックライト付き液晶で暗い所でも数値の確認ができます
- 自動OFF機能で電池の消耗をおさえます
- センサ装着不良やケーブル断線時に表示でお知らせ
- 脈波レベル表示
- Bluetooth Low Energy/NFC通信機能を搭載

測定モード*	スポット	モニタリング
脈同期音	○	×
通信機能	NFC	Bluetooth
自動OFF	○	×

*測定モードの設定は内部スライドスイッチの切替で設定

モニタリングモードでの使用例

TM1121に付属のホルダとSpO₂センサモニタリング用を利用し、手首に固定していただく事ができます。

単4アルカリ乾電池1本でモニタリング連続測定は最大約24時間



スポットモードでの使用例

TM1121にオプションのSpO₂センサスポット用:TM-1121-01を接続することでスポットで測定することができます



オプション



SpO2センサスポット用

¥20,000 (税抜)
 商品コード: TM-1121-01
 JANコード: 4582360320081
 ケーブル長: 700 mm



SpO2センサモニタリング用

¥20,000 (税抜)
 商品コード: TM-1121-02
 JANコード: 4582360320098
 ケーブル長: 約200 mm
 ※TM1121標準付属品

仕様

品名	パルスオキシメータ
型名	TM1121
販売名	パルスオキシメータ TM1121
認証番号	226ABBZX00167000
類別	機械器具21 内臓機能検査用器具
一般の名称	パルスオキシメータ
JMDNコード	17148010
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
JANコード	4582360320234
商品コード	TM-1121LA-JC10(オー)
測定方式	パルスオキシメトリ法
SpO2測定範囲	0%~100% (表示は99%まで、100%は99%で表示)
SpO2測定精度	70%~100%表示に対して±3% 80%~100%表示に対して±2%
脈拍数測定範囲	30~240拍/分
脈拍数測定精度	30~99拍/分: ±2拍/分 100~240拍/分: 表示値の3%
外形寸法	約58(W) × 80(H) × 20.5(D) mm
質量	約89 g (乾電池除く)
電源	単4形アルカリ乾電池×1本
電池寿命	約24時間(連続使用時)
付属品	SpO2センサモニタリング用: TM-1121-02 TM1121ホルダ: TM-1121-03 取扱説明書、添付文書、操作ガイド、保証書、単4乾電池×2本
通信	Bluetooth® Low Energy Ver.4.0、NFC
標準価格(税抜)	¥60,000



TM1121用ホルダ

¥3,500 (税抜)
 商品コード: TM-1121-03
 JANコード: 4582360320241
 ※TM1121標準付属品

通信仕様は、SDKとして無償開示しております。
 ホームページからお問い合わせをお願いいたします。



SDK申込サイトは
 こちらのQRコードからアクセスできます

※ 本製品はEMC規格JIS T 0601-1-2:2018に適合しています。
 ※ Bluetoothは米国Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。
 ※ NFC(Near Field Communication)は近距離無線通信技術の国際標準規格です。
 ※ "N-Mark"ロゴは、NFC Forum,Inc.の商標あるいは登録商標です。

製造販売業者 オータックス株式会社

販売元



本社:〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
 TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129
 ■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
 ■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
 ■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769
 ■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901
 ■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
 ■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp>

ME機器に関するお問い合わせは

エー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間:月~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。
 ※本カタログは事業者向けです。 *TM1121NEW-ADJC-01-PR1-21200