

工事不要で、内視鏡検査時鎮静後の監視が可能 回復室に最適なセントラルモニタシステム



製品の紹介

TM-2126 は、ベッドサイド生体情報モニタ「TM-2591M バイタルセンサ R」との組み合わせにより、呼吸動態・循環動態の継続的監視を可能にしたセントラルモニタです。

ナースステーションや診察室、リカバリー室など、院内のどこからでも患者のバイタルサインを無線でモニタリング可能で回復室のモニタリング体制強化や内視鏡診療時のガイドライン対応を、省スペースかつ簡単に実現します。

圧倒的な省スペース設計・工事不要

- 専用ネットワーク工事が不要で、既存のレイアウトを変えずに即導入可能
- 省スペース設計で、クリニックや中小病院の限られたスペースにも最適



双方向無線通信

- ベッドサイドモニタで測定したバイタル情報をリアルタイムで送信
- 最大 6 台までの生体情報モニタを一括管理・遠隔操作
- 安定した双方向無線方式で、患者管理の安全性と効率性を両立



バッテリー駆動・柔軟な運用

- フル充電で 4 時間以上連続運用可能
- 停電や非常時にも安心



使いやすいタッチパネル & プリンタ内蔵

- 直感的な操作性でスタッフの負担を軽減
- 必要なレポートや警告をその場で印刷



このような課題を解決します

内視鏡診療時のガイドライン対応（鎮静管理）


- モニタリング体制強化・安全な鎮静管理をすぐに実現

回復室や診察室の監視を効率化したい

- 少人数のスタッフでも複数患者を遠隔で安全に管理

スペースや工事の制約がある

- 既存設備に簡単導入、省スペース・工事不要



導入・ご相談はこちら

- 製品詳細やデモのご依頼は、お気軽にお問い合わせください。

参考リンク

- 内視鏡診療における鎮静管理ガイドライン（J-STAGE）
(URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/gee/62/9/62_1635/_pdf-char/ja)

AANDD 株式会社 エー・アンド・ディ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00 / 13:00～17:00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2025年9月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。