

# Vital Sensor S

## 血圧・SpO<sub>2</sub>のツイン監視

豊富なオプションで、多様な環境でお使いいただける  
生体情報モニタです。




**Simple** 操作はシンプル

**Smart** 機能は賢く

**Slim** 薄型・軽量コンパクト

- 薄型・軽量で、取り回し抜群
- 新生児の測定も可能
- バッテリ駆動 2時間以上
- タッチパネルディスプレイ

### ● 充実した基本画面



波形画面  
(ショートトレンド・脈波グラフ)



数値・トレンド画面



数値・リスト画面

### ● リモートモニタとセットでさらに便利

リモートモニタ VitalStation S TM-2125との組合せにより、  
遠隔でのモニタリングが可能となります。  
通信距離は見通し約30m (但し、施設の状態により異なります。)  
無線中継器を利用すれば通信距離を約2倍にすることができます。



TM-2590N/TM-2590K TM-2125

# バイタルセンサS

測定項目：非観血血圧(NIBP)、脈拍(PR)、動脈血酸素飽和度(SpO<sub>2</sub>)、RPP/SI

## TM-2590N

### ネルコア社製 対応バージョン

商品コード：TM2590N  
JANコード：4981046701525  
標準価格(税抜)：¥460,000

#### 標準構成

本体、安定台、ACアダプタ、電源コード、SpO<sub>2</sub>延長ケーブル、MEラテックスフリーカフアダルト12cm、エアホース(1.5m、2.0m 各1本)、取扱説明書、添付文書

#### オプション



**デュラセンサ DS-100A**  
商品コード：AX-SPDS-100A  
JANコード：4981046710619  
¥75,000(税抜)

**SpO<sub>2</sub>延長ケーブル 3.3m**  
商品コード：AX-SPDOC-10  
JANコード：4981046710626  
¥20,000(税抜)  
※ 本体付属品と同じ

※ ディスポタイプの特センサも各種ご用意しております

## TM-2590K

### BluPRO® (日本光電工業社製) プローブ対応バージョン

商品コード：TM2590K  
JANコード：4981046701563  
標準価格(税抜)：¥440,000

#### 標準構成

本体、安定台、ACアダプタ、電源コード、MEラテックスフリーカフアダルト12cm、エアホース(1.5m、2.0m 各1本)、取扱説明書、添付文書

#### オプション



**フィンガープローブ**  
商品コード：AS-TL-201T  
JANコード：4981046710824  
¥40,000(税抜)



**SpO<sub>2</sub>アダプタ**  
商品コード：JL-550T2(Y095A)  
JANコード：4931921886885  
¥120,000(税抜)  
※ SpO<sub>2</sub>アダプタは、日本光電工業よりお買い求めください

※ ディスポタイプの特センサも各種ご用意しております

#### 仕様

型名	TM-2590N	TM-2590K
販売名	バイタルセンサS TM-2590	
一般的名称	多項目モニタ	
承認番号	22300BZX00135000	
医療機器の分類	管理医療機器、特定保守管理医療機器	
表示装置	6.5インチTFT液晶ディスプレイ(タッチパネル式)	
外形寸法	プリンタ無 : 200(W)×165(H)×95(D)mm プリンタ有(オプション): 244(W)×165(H)×95(D)mm ※外形寸法には、ゴム足、取手及び突出部は含まれません	
質量	約1.7kg(本体のみ)	
電源定格	AC100V-240V 50-60Hz(ACアダプタ使用時)	
電撃保護型式	ACアダプタ使用時: クラスI 電池動作時: 内部電源機器	
EMC適合	IEC60601-1-2:2007	

#### 共通オプション



**専用架台**  
商品コード：TM-ST100A  
JANコード：4981046712699  
¥60,000(税抜)



**ワンタッチ取付金具S**  
商品コード：TM-STAO03  
JANコード：4981046713252  
¥20,000(税抜)



**ボール取付金具S**  
商品コード：TM-STAO06  
JANコード：4981046713597  
¥20,000(税抜)



**プリンタユニットS**  
商品コード：TM2590-01  
JANコード：4981046713085  
¥80,000(税抜)



**プリンタ用紙(白紙)5巻入り**  
商品コード：AX-PP132-S  
JANコード：4981046711364  
¥3,000(税抜)



**バッテリーユニットS**  
商品コード：TM2590-12  
JANコード：4981046713092  
¥35,000(税抜)

#### 定期点検サービス

## あんど and 安心サポートone いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

#### ME機器に関するお問い合わせは

イー・アンド・デイME機器相談センター

# 0120-707-188

受付時間：月～金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

## AND 株式会社 エー・アンド・デイ

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号  
TEL.03-5391-6127(直) FAX.03-5391-6129

■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759  
■ 仙台出張所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052  
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763(直) FAX.052-726-8769  
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3904(直) FAX.06-7668-3901  
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058  
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815

製造販売業者：株式会社イー・アンド・デイ  
〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243 TEL.048-593-1434

<http://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。\*TM2590N-ADJC-01-PR1-15●●●