

血圧脈波検査装置

TM-2805/TM-2805V

Discover Precision




SphygmoCor XCEL

SphygmoCor
AtCor Medical

シグモコア・エクセル

TM-2805



TM-2805V

TM-2805VはPWVも測定できます



血圧脈波検査が上腕カフのみで可能になりました
座位での測定が可能で測定時間は約60秒

仕様

シグモコアXCEL ユニット

入力	90 VAC~110 VAC、50 Hz~60 Hz
出力	2 A にて15 VDC
外部電源保護	IEC クラス II、二重絶縁
電源コネクタ	4 ピン DIN
筐体	ポリカーボネート
物理仕様	重量 790 g
	寸法 189.7 (W) × 167.5 (H) × 84.7 (D) mm
測定法	NIBP オシロメトリック法。拡張期血圧の値はコロトコフ音の第5相に相当。
	加圧方式 ポンプによる自動加圧方式
	排気方式 電磁弁による自動減圧 (ステップ排気) 方式
測定範囲	NIBP、PWA 収縮期血圧: 50 mmHg~260 mmHg
	拡張期血圧: 40 mmHg~200 mmHg
	PWV 2 m/s~25 m/s (TM-2805V)
	心拍数 30 bpm~220 bpm
	表示 0 mmHg~300 mmHg
目量	1 mmHg
トノメータ	未校正圧力変換器
電氣的定格	血圧脈波計測ユニット: シグモコアXCEL ユニット[E4C] ACアダプタ: MES30B-4 100 VAC 50 Hz-60 Hz、 出力 15 VDC 保護の形式と程度: クラスII機器 カフ装着部; BF形 トノメータ装着部; BF形
耐用期間	シグモコアXCEL ユニット: 5 年 トノメータ: 3 年 (TM-2805V)
分類	クラスII 本装置は、可燃性麻酔薬と空気または酸素または亜酸化窒素との混合物が存在する環境での使用には適していません。 連続使用機器
規格	規格 本製品はEMC 規格 (IEC60601-1-2:2007) に適合しています。

XCELモニタ: ONYX-1531

CPU	Intel J1900 2.42 Ghz
メモリ	4 GB
表示器	15.6", 画面解像度設定: 1366×768
OS	Windows7
電氣的定格	ACアダプタ: ATM065-P120 90 VAC-110 VAC 50 Hz-60 Hz、 出力 12 DC
規格	本製品はEMC 規格 (IEC60601-1-2:2007) に適合しています。

動作環境仕様

動作温湿度	温度: +15 °C~+40 °C、相対湿度: 15%~95% ただし結露なきこと
保管温湿度	温度: -20 °C~+60 °C、相対湿度: 20%~90% ただし結露なきこと
気圧	70 kPa~106 kPa

販売名	シグモコアXCEL TM-2805
一般的名称	血圧脈波検査装置
医療機器の分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
認証番号	230AIBZX00031000
JANコード	TM-2805 4981046156462
	TM-2805V 4981046156479
標準価格 (税抜)	TM-2805 ¥2,500,000
	TM-2805V ¥2,800,000

TM-2805およびTM-2805Vの構成品および付属品

名称	品番	数量	標準価格 (税抜)	TM-2805	TM-2805V
シグモコアXCEL	—	1台	—	○	○
XCEL専用モニタ	—	1台	—	○	○
ワイヤレスキーボード (マウス付)	AS-RAPO09160	1式	¥14,000	○	○
ACアダプタ (シグモコアXCEL)	AX-XC-1-00877	1台	¥70,000	○	○
ACアダプタ (XCEL専用モニタ)	AX-ATM065-P120	1台	¥35,000	○	○
USBケーブル (2 m)	AX-XC-1-00858	1本	¥3,000	○	○
上腕用カフ (ラージ)	AX-XC-1-00889	1個	¥14,500	○	○
上腕用カフ (アダルト)	AX-XC-1-00890	1個	¥12,500	○	○
カフホース 1.5 m	AX-XC-1-00865	1本	¥7,500	○	×
専用架台	AS-1094042783	1台	¥160,000	○	○
モニタアーム	AS-CMA3A-SM	1台	¥11,000	○	○
上肢台	AS-0620B503	1台	¥25,000	○	○
サービスDVD	—	1枚	—	○	○
取扱説明書	—	1部	—	○	○
添付文書	—	1部	—	○	○
保証登録カード	—	1部	—	○	○
トノメータ	AX-XC-T-03C	1台	¥850,000	×	○
大腿動脈用カフ (アダルト)	AX-XC-1-00897	1個	¥25,500	×	○
カフホース 2 m	AX-XC-1-00864	1本	¥11,000	×	○
メジャー	AX-XC-1-00903	1個	¥4,200	×	○

○: 付属します。 ×: 付属しません。

オプション品

上腕用カフ (ラージ)
AX-XC-1-00889 定価¥14,500

上腕用カフ (アダルト)
AX-XC-1-00890 定価¥12,500

カフホース 1.5 m
AX-XC-1-00865 定価¥7,500

カフホース 2.0 m
AX-XC-1-00864 定価¥11,000

トノメータ (TM-2805V専用)
AX-XC-T-03C 定価¥850,000

大腿動脈用カフ (TM-2805V専用)
AX-XC-1-00897 定価¥25,500

メジャー (TM-2805V専用)
AX-XC-1-00903 定価¥4,200

定期点検サービス

あんど **and 安心サポートone** いちねん

弊社機器をお預かりし、改正医療法に適合の定期点検サービスを実施させていただきます。
詳細につきましては、弊社営業員もしくはME機器相談センターへお問い合わせください。

ME機器に関するお問い合わせは

イー・アンド・デイME機器相談センター

0120-707-188

受付時間: 月~金曜日 (祝日、弊社休業日を除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6127 (直) FAX.03-5391-6129
■ 札幌出張所 TEL.011-251-2753 (代) FAX.011-251-2759
■ 仙台営業所 TEL.022-211-8051 (代) FAX.022-211-8052
■ 名古屋営業所 TEL.052-726-8763 (直) FAX.052-726-8769
■ 大阪営業所 TEL.06-7668-3904 (直) FAX.06-7668-3901
■ 広島営業所 TEL.082-233-0611 (代) FAX.082-233-7058
■ 福岡営業所 TEL.092-441-6715 (代) FAX.092-411-2815

<https://www.aandd.co.jp>

※ 取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。 ※ 外観及び仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。

*TM2805-ADJC-02-PR2-19c01GP