

デュアル周波数体組成計



Made in
Japan

メタボ・サルコペニア予防に
気軽に体組成を測定できる

DC-13C

定価 ¥285,000 (税別)

製造業者 株式会社タニタ秋田

非検定品

靴を脱がずに両手で測定

- 約10秒で測定可能
- 全身の体組成が分かる
- 分かり易いレベル/判定
- オフィスの健康管理にも

DC-430A-N

ポールタイプ：定価 ¥285,000 (税別)

セパレートタイプ：定価 ¥240,000 (税別)

製造業者 株式会社タニタ秋田

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

脚点に分かる両足測定

- 約10秒で測定可能
- 全身の体組成が分かる
- 分かり易いレベル/判定
- 脚部筋肉点数(脚点)を表示

デュアル周波数体組成計

DC-13C 非検定品

品目コード	タイプ	色	定価(税別)
UFT-DC13	ポール	ダークグレー	¥285,000

■ 靴を脱がずに両手で測定

外来待合に
オフィスに
気軽に
体組成測定



■ クリニック・薬局 おすすめ

血圧計を組み合わせると… **アプリで健康管理**



UFT-DC-13

+



全自動血圧計
TM-2657WP
認証番号: 226AHBZX00016000

+



接続ケーブル
AD6551-03

QR結果印字



健康管理アプリ
A&Dヘルスケア



アプリ詳細は
こちら→



アプリカメラ

メタボ予防

血圧×体脂肪

血圧計とのQR印字連携
説明動画はこちら→



仕様

体組成分析	
基礎データ*	4C法
周波数	デュアル周波数測定(2周波数)
測定部位	全身(4電極BIA法)
測定時間	約10秒
体重測定	
型式承認	取引・証明以外用(非検定)
ひょう量	200 kg
目量	0.1 kg (2 kg~199.9 kg)、0.2 kg (100 kg~200 kg)
機能	
データ保存	SDメモリーカード(付属していません)
データ管理	—
外部インターフェース	USBポート、RS232Cポート
主な表示・印字項目	体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋内率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など
主な付属品	ACアダプタ、プリンタ用紙1巻、マット3枚、結果解説ポスター、組立ガイド、操作手順ガイド

* 全身の脂肪量、筋肉量における基礎データ

DC-430A-N

取引・証明用
検定付

精度等級
3級

品目コード	タイプ	色	定価(税別)
UFT-DC-430WP	ポール	ホワイト	¥285,000
UFT-DC-430GP	ポール	ダークグレー	¥285,000
UFT-DC-430W	セパレート	ホワイト	¥240,000
UFT-DC-430G	セパレート	ダークグレー	¥240,000



おすすめ 脚部筋肉量点数… 下肢筋力の評価に

脚点	脚部の判定内容	コメント
50~79点	低い	体重に対する脚部筋肉量の割合が少ないです。日々の生活の中では転倒に気をつけ、無理のない範囲で少しずつ運動をして、筋肉量を増やしていきましょう。
80~89点	やや低い	体重に対する脚部筋肉量の割合が減少しつつあり、筋力の低下が生じています。がんばって運動を続けることが脚点アップにつながります。
90~150点	良い	体重に対する脚部筋肉量の割合が十分であるといえます。脚部筋肉量は何もしなければ自然と減少するので運動を継続することが大切です。

* 脚点の範囲は50~150点です。

仕様

体組成分析	
基礎データ*1	4C法
周波数	デュアル周波数測定(2周波数)
測定部位	全身(4電極BIA法)
測定時間	約10秒
体重測定	
型式承認*2	精度等級3級
ひょう量	270 kg
目量	0.1 kg
機能	
データ保存	SDメモリーカード(付属していません)
データ管理	—
外部インターフェース	USBポート、RS232Cポート
主な表示・印字項目	体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、体水分量、体水分率、BMI、肥満度、標準体重、推定骨量、体内年齢、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、脚部筋肉点数、体型判定など
主な付属品	ACアダプタ、プリンタ用紙1巻、結果解説ポスター

*1 全身の脂肪量、筋肉量における基礎データ

*2 発注時に仕様地域をご指定ください

製造販売業者

AND株式会社 エーアンドデイ

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間：月曜日～金曜日（※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00）

⚠️ 安全上のご注意：ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2024年4月現在のものです。

※本カタログは事業者向けです。

* DC-13C/430A-N-ADJC-04-PR4-244008GP