

SWANHEART **Grip**



いつでも、簡単に、長く使い続けられる
医療用ワンハンド血圧計

日々のルーティーン作業をもっと快適に



機械式排気弁により電池交換回数を大幅に削減

電気式排気弁



機械式排気弁



1日に50回
測定した場合
約120日連続で
使用可能※

およそ
6,000回

※単3形アルカリ乾電池1本使用

握りやすい
グリップ

チューブの
折れ防止

シングル
タップ操作

仕様

型名	UM-301
販売名	医用電子血圧計 UM-301
医療機器認証番号	307AHBZX00013000
一般名称	医用電子血圧計 (JMDNコード:16173010)
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
JANコード	4981046581097
商品コード	UM-301A-JC11
類別	機械器具18血圧検査又は脈波検査用器具
測定方式	オシロメトリック法
測定回数	アルカリ乾電池:約6,000回/マンガン乾電池:約2,000回 (室温23℃、1測定50秒として連続測定を行った場合)
測定範囲	圧力:0～299 mmHg / 脈拍:40～180 拍/分 最高血圧:60 mmHg～279 mmHg / 最低血圧:40 mmHg～200 mmHg
測定精度	圧力:±3 mmHg / 脈拍:読み取り数値の±5%
寸法/重量	約 53 (W) × 42 (H) × 182 (D) mm / 約 120 g (電池除く)
電源	単3形アルカリ (またはマンガン) 乾電池 1 本
使用環境条件	+10℃～+40℃ / 15%RH～85%RH (結露無きこと) 800 hPa～1060 hPa
輸送/保存環境条件	-20℃～+60℃ / 10%RH～95%RH (結露無きこと) 700 hPa～1060 hPa
水又は粒子物質の有害な侵入に対する保護	IP2 (第一特性数字) 2 (第二特性数字) ・第一特性数字「2」:指での危険な箇所への接近に対して保護しています。 ・第二特性数字「2」:15°以内で傾斜しても、鉛直に落下する水滴に対して保護しています。
電撃保護形式	内部電源機器BF型装着部 (カフ)
EMD適合	本機はEMD規格 (IEC 60601-1-2:2014/A1:2020) に適合しています
臨床試験	ISO 81060-2:2018/A1:2020
耐用期間	本体:5年又は3万回のどちらか早い方 / カフ:1年又は3万回のどちらか早い方
標準価格	¥16,000

オプション



Aカフ

商品コード:UM-AURS6K6KJC
JANコード:4981046518802
適応腕周:22 cm～32 cm
¥2,200 (税抜)



Sカフ

商品コード:UM-SARS6K6KJC
JANコード:4981046518819
適応腕周:16 cm～24 cm
¥2,700 (税抜)



送気球

商品コード:AX-PA4003048
JANコード:4981046769068
¥2,000 (税抜)

※仕様は予告なく変更される場合があります。
※本機はJIS規格 (JIS T 1115:2018/A1:2023) に適合しています

製造販売業者

AND株式会社 エーアンドデー

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号

TEL. 03-5391-6127 (直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753 (代) FAX. 011-251-2759

仙台営業所 TEL. 022-211-8051 (代) FAX. 022-211-8052

名古屋営業所 TEL. 052-726-8763 (直) FAX. 052-726-8769

大阪営業所 TEL. 06-7668-3904 (直) FAX. 06-7668-3901

広島営業所 TEL. 082-233-0611 (代) FAX. 082-233-7058

福岡営業所 TEL. 092-441-6715 (代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-707-188**

受付時間: 月曜日～金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00～12:00/13:00～17:00)

⚠️ 安全上のご注意: ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2025年10月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *UM-301-ADJC-01-AD01-25a009GP