

高精度かつ透析室の様々なニーズに  
お応えできるスケールベッド

# デジタル スケールベッド

WAKシリーズ

取引・証明用  
検定付

精度等級  
3級



変化量 10 g  
見やすいバックライト液晶

▶ 選べるデザイン ▶ 省スペース対応 ▶ システム連携 (オプション)



Hタイプ: 白木調

# 落ち着いた室内空間を演出

High grade & Hospitalityを追求したHタイプ

・新・登・場・



白木調



大理石調

## 選べるベッド幅

【マット幅】

WAK820：800 mm

WAK720：700 mm



※全幅は仕様により変わります

## 選べるボードデザイン

Hタイプ



Nタイプ



Kタイプ

木製ボード・高 木製ボード・低



## 複数台のスケールベッドの体重管理が可能に

LAN接続で外来から入院患者まで体重管理

### LAN接続オプション + 透析業務支援システム

システム接続図



従来では各ベッドにPCが必要だったシリアル通信オプションに比べ  
LAN接続により、簡易に複数のベッドの体重管理が可能になりました。

製品詳細はこちらへ ▶▶▶



**AND** 株式会社 **エーアンド・ティ**

<https://www.aandd.co.jp>

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 Tel.03-5391-6127(直)

札幌 011-251-2753 / 仙台 022-211-8051 / 名古屋 052-726-8763 / 大阪 06-7668-3904 / 広島 082-233-0611 / 福岡 092-441-6715