


寸法



分銅への表記

クラス表記 : E2、F1: 無し、F2: F、M1: M1

公称値 : E2 : 無し

F1、F2 : 数字

20~1、500~1

M1 : 数字と単位

20 kg~1 kg、500 g~1 g



公称値	識別	分銅外径(mm)			文字高(mm)			
		D	H	h	公称値	F	M	1
20 kg		128	224	166.4	10.204	9	9.5	5.5
10 kg		100	182	135.3	10.204	9	9.5	5.5
5 kg		80	142.3	106.3	10.204	8	9	5
2 kg		60	101.3	74.4	5	4.2	4.2	2.5
2 kg	●	60	101.3	74.4	5	4.2	4.2	2.5
1 kg		48	80.3	58.8	5	4.5	4.5	2.5
500 g		38	64	47.5	3.265	3	3	1.8
200 g		28	47	35	3.265	3	3	1.8
200 g	●	28	47	35	3.265	3	3	1.8
100 g		22	38	27.5	2.041	2	2	1.2
50 g		18	29	21	2.04	1.9	1.9	1.1
20 g		13	22	16.6	1.5	1.2	1.2	0.9
20 g	●	13	22	16.6	1.5	1.2	1.2	0.9
10 g		10	18.4	14	1.2	0.9	0.9	0.5
5 g		8	14.8	11	1.031	1.031	/	/
2 g		6	10.8	8	1.031	1.031		
2 g	●	6	10.8	8	1.031	1.031		
1 g		6	6.2	3.4	1.031	1.031		

記号	月日	担当	改連 No.					機種名	AD1603シリーズ
				尺度	公差 μm	材質		処理	部品表
				製図	設計	検図	承認	在庫	名称
									寸法
								ストックNo.	
								図番	
設置	A&D Company, Limited						適用ロット		