



寸法



分銅への表記
 クラス表記 : E2、F1: 無し、F2: F、M1:M1
 公称値 : E2 : 無し
 F1、F2 : 数字
 20~1、500
 M1 : 数字と単位
 20 kg~1 kg、500 g

公称値	分銅外径 (mm)					文字高 (mm)	
	A1	A2	B1	B2	H	公称値	クラス表記
20 kg	234	234	115	115	136	15	12
10 kg	193	193	95.5	95.5	106	13	10.3
5 kg	152	152	77	77	82	10	8.5
2 kg	98	98	60	60	60	9	8
1 kg	78	78	50	50	49	9	8
500 g	66	66	42	42	38	8	8

記号	月日	担当	改連 No.					機種名	AD1604シリーズ
				尺度	公差 μm	材質		処理	部品表
				製図	設計	検図	承認	在庫	名称
									寸法
								ストックNo.	
								図番	
設置	A&D Company, Limited						適用ロット		