




10. 仕様・外観図・別売品

型名	AD-6122B
ひょう量	150 kg
最小表示 (目量)	100 g (99.9 kgまで) 200 g (100.0 kg以上)
最小測定量	2 kg
精度等級	4級
最大風袋引き量	ひょう量まで
表示方法	液晶、バックライト付き (ACアダプタ使用時のみ) 表示方向切替スイッチ付き
使用温湿度範囲	+5°C ~ 35°C、85%RG以下 (ただし結露しないこと)
電源	専用ACアダプタ または、単3アルカリ乾電池 4本 (別売)
ブザー	ON/OFFスイッチ付き
外形寸法	314 (D) × 315 (W) × 57 (H) mm
標準質量	約3.0kg
付属品	取扱説明書 保証書

- 単3アルカリ乾電池の使用回数は、約1,000回が目安です。
電池の寿命は電池の種類や周囲の温度により異なります。

外形寸法



別売品

通信ケーブル	AX-KO2238
用途	DOS/V用RS-232C接続ケーブル D-sub9ピン
長さ	2 m

