

デジタルスケールベッドWAK-820シリーズ外形寸法図

(寸法単位:mm)

型名	集中ロック	G ベッド幅	A 全幅			B ボード幅	C 全高	D 全長	E 寝台部高さ (ベッド部-床面)	F 足元側高さ (ボード-床面)	H 背上げ角度	I 脚上げ角度	質量
			差し込み式	格納式	折り畳み式								
WAK-820-H	×	760		888	906	800	818-1091	2198	462-735	0-78度	0-45度	133 kg	
WAK-820-N							842-1115	2181				134 kg	
WAK-820-K							807-1080	2206				136 kg	
WAK-720-H	×	672	794		846	800	818-1091	2198	462-735	0-78度	0-45度	133 kg	
WAK-720-N							842-1115	2181				134 kg	
WAK-720-K							803-1076	2206				136 kg	
WAK-820-H	○	760		888	906	800	791-1064	2198	435-708	0-78度	0-45度	154 kg	
WAK-820-N							815-1088	2195				155 kg	
WAK-820-K							780-1053	2206				157 kg	
WAK-720-H	○	672	794		846	800	791-1064	2198	435-708	0-78度	0-45度	154 kg	
WAK-720-N							815-1088	2195				155 kg	
WAK-720-K							780-1053	2206				157 kg	

