

使用乾電池のご注意

下記の乾電池は、当社ベッドサイドスケールの電池ボックスに入りにくく、ボックス内に有る電極との接触が不安定になることがあるため使用しないでください。

確認された乾電池

	商品名	大きさ
パナソニック株式会社 エナジー社	エボルタ	単3形
三洋電気株式会社	eneloop	単3形

該当する当社の品名とモデル名

ベッドサイドスケール	AD-6121A, AD-6121B AD-6122, AD-6122B
------------	---

ME 機器相談センター 0120-707-188

受付時間: 9:00~12:00、13:00~17:00、月曜日~金曜日(祝日・休業日を除く)

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル

Japanese

1WMPD4002106A