

# ニュープロダクツ

## UA-1200BLE 上腕式血圧計

本体とカフをつなぐホースがない一体型の上腕式血圧計。特徴は、①「高血圧治療ガイドライン2019」で推奨されている上腕式でありながら、持ち運びできるデザインを実現、②旅行や出張先への持ち運びにも便利で、海外出張でも安心なUSB充電式により、電池の交換は不要、③本体に腕を通して装着し、測定ボタンを押すだけで測定可能、④正確測定のための不規則脈波 (IHB) 検知機能を有している、⑤測定中の体動やカフのゆる巻きを自動検出し、正確な測定をサポート、など。



【(株)エー・アンド・デイ】

請求番号 **G5087**



月刊『メカトロニクス』 2020年7月号  
発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社

Mechatronics Design News

特別企画

各社最新カタログコレクション

## 計量機器総合カタログ インジケータ&ロードセル



- 会社名 (株)エー・アンド・デイ
- セクション —
- TEL No. 03-5391-6134
- FAX No. 03-5391-6129
- 請求 No. **G0037**