

# ニュープロダクツ

請求番号 **K5074**

## セントラルモニタ

TM-2126

ナースステーションで最大6人の入院患者のバイタル情報を確認できるコンパクトサイズのセントラルモニタ。特徴は、①最大6人までの入院患者の心電図波形/心拍数/血圧値/体温などのバイタル情報をモニタリング可能、②同社製生体情報モニタ『TM-2590』との組み合わせにより、無線管理が可能、③カラータッチパネルで簡単操作、④フル充電で4時間以上の駆動が可能なバッテリー駆動も可能(オプション)、⑤プリンタ内蔵、など。




(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋 3-23-14

請求番号 **K5183**

## 自動身長計付き体組成計

AD-6551

新型コロナウイルス感染の予防と治療に役立つ基礎代謝量も測定できる自動身長計付き体組成計。特徴は、①身長/体重/体組成/基礎代謝量を同時に、約10秒で高速測定、②カラータッチパネルで簡単入力が可能、③2ポート(USB/RS232C)により、システムへの連携も可能、④キャスタ&伸縮性支柱で移動も便利、⑤豊富なエビデンスをもち、4-コンパートメントモデル(4C)法を基にしたタニタ社の最新の体組成分析アルゴリズムを搭載、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋 3-23-14

月刊『メカトロニクス』 2020年10月号

発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社

