


ニュープロダクツ

請求番号 **L5193**

デジタルスケールベッド

DB-N135AD

人工透析や病棟での水分管理、栄養管理における看護業務を強力にサポートするデジタルスケールベッド。特徴は、①ベッドにはかりをプラスしており患者を寝かせたままで安全に体重を測定可能、②患者の体重変化量をリアルタイムで測定可能、③緊急時には、ボタン操作ひとつでショック体位がとれる、④見やすい表示／視認性に優れた大型ディスプレイを採用、⑤治療前体重、現在体重、体重変化量、アラーム設定が一目で確認可能、⑥体重変化量の目量は100gで、わずかな変化も見逃さず、患者様の状態を監視できる、⑦変化量モードと体重値比較表示モードが選択できる、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14

月刊『メカトロニクス』2020年11月号
発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社

