


請求番号 **A5205**

ディスポアームカバー

AS-134010367

血圧測定の際にカフへの接触を防止することで感染症対策に有効なディスポアームカバー。特徴は、①カフに接触する腕を高密度ポリエチレン製のアームカバーで覆う製品、②ディスポカフよりもコストの低減が可能で、カフの消毒回数を減らす効果も期待できる、③腕周44cmまで対応可能、④厚さ約15 μ mの半透明の高密度ポリエチレン製、⑤使い捨て可能、⑥綴じひも付きなので、任意の場所に掛けて設置可能、⑦ミシン目付きで、1枚ずつ取り外すことができる、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14

月刊『メカトロニクス』2021年1月号
発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社

