

防塵・防水で正確に計測

汎用電子天びん

エー・アンド・デイ (東京都豊島区)

「GX-M/GF-Mシリーズ」は、防塵・防水等級IP65、最大ひょう量32kgの汎用電子天びん。粉体や液体の計量で、計量皿、皿受け、本体フレーム後部を取り外して、清掃・洗浄でき、安心して計測が可能。衝撃にも強い。



月刊『新製品情報』 2021年1月号

発行元：日刊工業新聞社

日刊工業新聞
1554 0288-9101
日刊工業新聞社

www.shinseihinjoho.jp/ ①

BtoB製品情報 200 items/month

新製品情報

「大切」をはこぶ。

HAMMER CASTER
www.hammer-caster.co.jp

A collage of various industrial casters and wheels, showing different models and sizes, arranged in a grid-like pattern around the central text.