


防塵・防水電子天びん全14モデルを新発売
「GX-AWP」「GF-AWP」シリーズ

エー・アンド・デイは、分析用電子天びん「GX-A/GF-Aシリーズ(A&D Apollo)」の防塵・防水版として、「GX-AWP/GF-AWPシリーズ(A&D Apollo)」全14モデルを3月より発売した。

本シリーズは、ラボでの使用、生産ラインへの組み込みなど、さまざまな用途に向けた機能を有している。主な特徴は①洗える安心／異物が入り込まない安心(粉体や液体の計量をする場合にも安心の防塵・防水等級(IP65)の計量皿。皿受けだけではなく簡易風防もワンタッチで外せるので、簡単に清掃・洗浄を行うことができる)、②衝撃に対する



防塵イメージ

防水イメージ

安心(計量皿裏面にはショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造を採用している)など。

問い合わせ先 株式会社エー・アンド・デイ

計測・計量事業推進部

TEL：03-5391-6135

[URL] <https://www.aandd.co.jp>

月刊『フードケミカル』 2021年4月号

発行元：株式会社 食品化学新聞社

月刊『フードケミカル』 2021年4月号
特集1 食品表示関連の法規制
特集2 おいしい減塩プロジェクトⅣ
特集3 ifia/HFE JAPAN 2021紹介