

請求番号 E5031

## 予測式体温計

UT-201BLE Plus

Bluetooth通信機能を搭載し、スマートフォンのアプリで体温を管理することができる予測式体温計。特徴は、①平衡温の予測値を表示するため、読み取った温度をそのまま表示する実測式体温計よりも短時間で体温を測定可能、②体温計を腋の下に挟み、約30秒で体温測定ができる、③検温終了とデータ送信の状況を、ブザー音と光で知らせる、④内部メモリは90データまで保存できる、⑤見やすい大型液晶表示を採用、⑥健康管理アプリ「A & D Connect Smart」で健康に関するデータを管理できる、など。



(株) エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋 3-23-14

月刊『メカトロニクス』 2021年5月号

発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社

