

請求番号 **F5111**

手首式血圧計

UB-522

手首にフィットするスリムな縦長ディスプレイと、装着しやすいクリップカフを採用した手首式血圧計。特徴は、①スリムでコンパクトなサイズなので持ち運び／収納、外出先での測定に便利、②クリップカフで装着も簡単、③ワンボタン操作で簡単に操作することが可能、④血圧管理に役立つ60メモリ、⑤脈波の乱れをチェックする不規則脈波 (IHB) 表示、⑥平均値表示や測定値の分類がひと目でわかる、WHO区分表示の機能、⑦加圧しながら測定値を決定する自動昇圧測定方式なので、短時間で測定可能で、手首への負担を軽減、など。




(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14

請求番号 **F5220**

防塵／防水電子天びん

GX / GF-AWPシリーズ

ラボでの使用、生産ラインへの組み込みなど、様々な用途に向けた機能を有する防塵／防水電子天びん。特徴は、①粉体や液体の計量をする場合にも安心の防塵／防水等級IP65、②計量皿、皿受けだけではなく簡易風防もワンタッチで外せるので、簡単に清掃／洗浄を行うことができる、③計量皿裏面にはショックアブソーバー機構をもたせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造を採用している、④独自のISD機能:衝撃検出機能 (Impact Shock Detection) を搭載、⑤計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーで知らせる、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14



月刊『メカトロニクス』2021年6月号
発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社