


A&D Plusシリーズ 家庭用上腕式血圧計

国際規格ISO80369シリーズに対応した家庭用上腕式血圧計。特徴は、①脈波の乱れをチェックする不規則脈波 (IHB) 表示、②平均値表示や測定値の分類がひと目でわかる、WHO 区分表示、③ Bluetooth通信機能を搭載し、測定データを Bluetooth通信が可能なスマートフォンやタブレットに自動でワイヤレス送信 (UA-651BLE Plus)、④音声ガイドで正しい測定をサポート (UA-1030T Plus)、⑤測定者それぞれの測定データを記録する、60回×4人分メモリ機能 (UA-1005Plus)、⑥シンプルなワンボタン操作 (UA-654 / 651Plus)、など。



【(株)エー・アンド・デイ】

請求番号 **H5046**

ウェイトチェッカ

AD-4942B

重量のあるダンボール箱入り商品やパレット積み商品の欠品/重量チェックに有用で、コストパフォーマンスが高いウェイトチェッカ。特徴は、①最大ひょう量15kg/30kgの2タイプ、②通過計量/停止計量/静止計量の3種類の計量モードを搭載、③7インチカラータッチパネルで簡単操作、④チェックする商品を10グループ×100アイテムまで登録可能、⑤ユーザー登録機能により、各ユーザーに適した管理レベルを振り分け可能、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋 3-23-14

請求番号 **H5051**



月刊『メカトロニクス』2021年8月号
発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社