


請求番号 J5063

電子天びん

BA-T/BAシリーズ

風防にオートドアを標準装備した、最小表示 $1\mu\text{g}/0.01\text{mg}$ の電子天びん。特徴は、①オートドアを最適な開閉幅に設定することで、外乱要因の影響を最小限に抑え、高精度な計量を実現、②パスワード機能、天びんの内部設定、時計の設定を制限するセキュリティ機能、③自動感度調整、④USBファンクション機能、⑤ネット/グロス/テア出力、⑥カラー液晶表示/モノクロ液晶表示/無風イオナイザ装備モデルをラインアップ、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14

月刊『メカトロニクス』2021年9月号

発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社

