

請求番号 M5065

## バリアフリースケール

AD-6106RBLE

車いすに乗ったままの状態での体重を測定し、Bluetooth通信でPCなどに測定データを送信できるICT対応のバリアフリースケール。特徴は、①検定付き:精度等級3級、②両側スロープの低い計量台で、車いすの通り抜けが可能、③Bluetooth Low Energyを内蔵、④重量を従来品の約25kgから約18kgに軽量化、⑤大型キャスタを採用し、狭い通路や扉なども安全に、スピーディに通過可能、⑥壁に立てかけて設置でき、省スペース収納が可能、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14

請求番号 M5153

## デジタルスケールベッド

WAK-820 シリーズ

ホスピタリティ重視の施設に適した、落ち着いた室内空間に演出するデザイン性に優れたデジタルスケールベッド。特徴は、①検定付き:精度等級3級、②人工透析患者や寝たきり患者の体重変化量をリアルタイムで測定可能、③介助者に大きな負担をかけず体重管理が可能、④ボードデザイン(白木調/大理石調)と樹脂ボードカラー(白/黄/青/ピンク)が選択可能、⑤表示器は見やすいバックライト液晶、⑥LAN接続で複数台の体重管理が可能、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14

## AD-5504

### デジタルマルチメータ

コンパクトで持ちやすく、様々な機能を搭載したデジタルマルチメータ。特徴は、①サイズ:W112×H35×D58mm、重量:約180g(電池含む)、②3999カウント表示/オートレンジ機能/表示ホールド機能/スリープ機能/導通チェック機能/デューティ比測定/周波数測定機能/ダイオードテスト機能/コンデンサ容量測定機能/バックライト機能を搭載、③交流電圧源 100V/50-60Hzを本体上部センサから8mm以内で検知、④保護カバーの裏面にテストリードを収納するスロット付きで、使用しないときに便利、など。



請求番号 M5060

[(株)エー・アンド・デイ]



月刊『メカトロニクス』2021年12月号

発行元: Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社