

無風イオナイザー 「AD-1683A」

「AD-1683A」は、電子天びんの静電気対策機器として役立つ無風イオナイザー。IRセンサを内蔵してタッチレスで、オン/オフの切り替えが可能のため、両手で作業ができる。オン/オフが簡単だから試料を容器から取り出すときも簡単に除電でき、ストレスなく作業が行える。また、除電中にはイオンランプが点灯し、目に見えないイオンの動作をランプと音で確認できるため、除電ミスも防止できる。本体は重量370g、幅68mmとコンパクトな設計で、設置場所を取らない洗練されたデザインなので、分析天びんの隣に設置しても違和感がない。

(株)エー・アンド・デイ

- 住所 東京都豊島区東池袋3-23-14ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F
- URL <https://www.aandd.co.jp/>



無風イオナイザー「AD-1683A」

月刊『新製品情報』 2022年3月号

発行元: 日刊工業新聞社

