

請求番号 **F5170**

## パルスオキシメータ

Pulse Pro J TM-1111

肺炎重症化の指標となる動脈血酸素飽和度 (SpO<sub>2</sub>) を測定するパルスオキシメータ。特徴は、

①外形寸法約58.5 (W) × 32.3 (H) × 34.0 (D) mm、

本体重量45gの小型/軽量、②装着するだけで電源ON、外すことで電源OFF、

③指から外しても30秒間点灯するバックライト機能、④本体の向きで画面が回転する回転画面表示機能、⑤各面1m落下試験100回クリアした衝撃に強い

素材を使用(ポリカーボネート製)、⑥60cmストラップ付き、など。

(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14



月刊『メカトロニクス』 2022年6月号

発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社

