

請求番号 **G5064**

## 上腕／手首式血圧計

UA-655ECO、UB-522ECO

持続可能な社会の実現 (SDGs) を視野に入れた、Eコマース専用モデルの上腕／手首式血圧計。『UA-655ECO』の特徴は、①身体にやさしい脱アレルギーカフ、②最適な圧力まで加圧する「おまかせ加圧」、③測定値の血圧分類が見える血圧レベル表示、など。『UB-522ECO』の特徴は、①脈波の乱れをチェックする不規則脈波表示、②血圧管理に役立つ60メモリ、③加圧しながら測定値を決定する自動昇圧測定方式のため、短時間で測定し、手首への負担を軽減、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14

請求番号 **G5163**

## 生体情報モニタ

TM-2591 シリーズ(バイタルセンサR)

患者や家族の不安を和らげるやさしいフォルムと、院内に置きやすいシンプルな外観の生体情報モニタ。特徴は、①用途に応じて使い分けが可能な画面パターンを設定できる8.4インチタッチパネルディスプレイ、②豊富な印字機能をもつプリンタを内蔵、③2時間以上連続稼動が可能なバッテリーを内蔵、④3パラメータをより使いやすく凝縮、⑤使用頻度が高いスイッチを機器上部に配置、⑥広視認のアラームインジケータ、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14

## AD-5571 非接触型検電器

低圧用の非接触型検電器。特徴は、①視認性の高い赤色のランプと断続ブザー音で通電状態



を知らせる、②感度をボタンで簡単に切り替えできる(低電圧応答モード:24~1000V、高電圧誘導モード:90~1000V)、③暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備、④電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源オフ、⑤5分使用しない場合、ブザーが鳴り、自動で電源オフ、⑥市販品のストラップを装着することにより、落下防止、⑦作業着の胸ポケットや腕ポケットに刺したときに落下を防ぐベンクリップ型、など。

【(株)エー・アンド・デイ】

請求番号 **G5113**



月刊『メカトロニクス』2023年7月号  
発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社