

請求番号 **L5027**

## 重量級天びん

GX/GF-Lシリーズ

堅牢な防塵／防水等級IP65なので、粉体や液体を取り扱う環境下においても精密な計量が行える重量級天びん。特徴は、①独自の衝撃検出機能で、計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーで通知、②独自の電子制御荷重（自己点検）機能で外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出し、わずか90秒で完了、③独自の流量測定機能で、荷重の変化を流量として計算し、天びん単体で高精度の流量測定が可能、④計量の誤差要因となる傾きを検出すると、水平玉のLEDを点滅させると同時にTILTのメッセージを点滅表示、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14



月刊『メカトロニクス』 2023年11月号  
発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社