

請求番号 **F5019**

## コンパクト天びん

EKシリーズ(A&D Equa)

同社製『EK-iシリーズ』をリニューアルしたコンパクト天びん。特徴は、①小型/軽量で持ち運びやすく、約0.8秒で表示が安定、②教室から研究/製造/検査まで、幅広い用途に対応、③ステンレス製(SUS304)の計量皿を採用し、耐薬品性/耐傷性に優れ、清掃も容易、④見やすい反転バックライトLCD(文字高18mm、バックライトは4段階調整)、⑤電源方式:3種類(ACアダプタ、USB Type-C、乾電池)、⑥多彩な通信方式、⑦専用通信アプリ『A&D WeiV』を用意、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14

## FJ-BT-K4シリーズ

### 防塵/防水クレーンスケール

精度等級4級の検定付き防塵/防水クレーンスケール。特徴は、①選べる3モデル:500kg/1500kg/3000kg、②安心の防塵/防水等級IP65(クレーンスケール本体)、③外部表示器を使用して、手元で計量値を確認可能、④ワイヤレス通信距離:最大約40m、⑤バックライト液晶を採用し、暗い場所でも計量可能、⑥計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする表示固定機能を搭載、⑦表示固定機能で固定した表示値を記憶するロギング機能を搭載(100個までメモリに記憶可能)、など。



(株)エー・アンド・デイ

請求番号 **F5054**

請求番号 **F5118**

## 3チャンネル100時間タイマ

AD-5701BB

裏面マグネット強化モデルの3チャンネル100時間タイマ。特徴は、①3つのタイマを個別または同時に容易にスタート/ストップさせることが可能、②タイマ設定時間終了後、折り返しカウントアップすることが可能、③同じ時間設定に便利なりピート機能を、④ブザー音量調節機能(約75dB/約60dB/オフ)、⑤タイマと時刻/カレンダーの2つのモード切り替え表示が可能、⑥卓上スタンド/壁掛け/強力マグネットなどによる貼付など、様々な設置が可能、など。



(株)エー・アンド・デイ 東京都豊島区東池袋3-23-14



月刊『メカトロニクス』2026年6月号  
発行元：Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社