

## 加熱乾燥式水分計用

2種類のアリミ皿 / ガラス繊維シートそれぞれの特長と使い分け

---

### ◆ アリミ皿

#### ① AX-MX-30 ディスポーザブルアリミ皿



φ83mm、100枚セット ¥4,000(税抜)

使い捨て用  
こびり付く試料向け  
※AX-MX-31の上に乗せて使用する

#### ② AX-MX-31 試料皿(アリミ)



φ85mm、100枚セット ¥8,000(税抜)

洗浄して繰り返し使用することが可能

---

### ◆ ガラス繊維シート

#### ① AX-MX-32-1 ガラス繊維シート(ろ紙)



φ70mm、100枚セット ¥5,000(税抜)

表面張力が強い液体サンプルに最適  
蜂蜜などの粘度の高いサンプルに有効  
色の濃いサンプルに被せると焦げない  
※ろ紙自体が吸湿するので使用前に乾燥させる必要あり

#### ② AX-MX-32-2 ガラス繊維シート(ガラスペーパー)



φ78mm、100枚セット ¥3,000(税抜)

液体サンプルに最適  
牛乳のように膜を形成する試料に有効  
色の濃いサンプルに被せると焦げない