

MPA-200/MPA-1200 パスツールピペット適合表

2018.01.23

ピペット	メーカー	パスツールピペット型番	サイズ (inch)*1
MPA-200	CORNING コーニング	7095D-5X/7095B-5X	5
		7095D-9/7095B-9	9
	hilgenberg ヒルゲンベルグ	3150101	5
		3150102	9
	HIRSCHMANN ヒルシュマン	9250101	5
		9260101	9
MPA-1200	IWAKI	IK-PAS-5P	5
		IK-PAS-9P	9
	マルエム	0804-01	S
		0804-02	L
	SIBATA 柴田科学	020600-1460	5
		020600-2290	9
Thermo Fisher Scientific サーモフィッシャーサイエンティフィック	13-678-20A	5	
	13-678-20C	9	

*1: 適合表のパスツールピペットはMPA-200/MPA-1200どちらにも使用できます。

※上記適合表は、“AX-ADP-200/1200”をご使用いただくか、もしくは“AX-GL-200/1200”に付属の200/1200uL用接続アダプタを利用していただきますと、MPA-200/MPA-1200に接続可能なパスツールピペットとなります。

※適合表は、弊社にて確認した結果であり、将来的に保証するものではありません。

※パスツールピペットを使用した場合は、標準のチップと比較して分注量は少なくなる傾向があります。パスツールピペットを使用して厳密に分注したい場合は、お手持ちのパスツールピペットにて、実際の分注量をご確認願います。

パスツールピペットを使用する場合の
接続図

200/1200uL用接続アダプタ
AX-ADP-200/1200
(またはAX-GL-200/1200付属のアダプタ)

