

オレンジ枠の製品：新製品として追加

型名	品名	MS-74AT/MX-53AT (タッチパネルモデル)	MS-74A/MX-53A/ MF-53A/ML-53A (セグメントモデル)	MS-70/MX-50/ MF-50/ML-50 (旧製品)
AX-MX-30	ディスポーザブルアルミ皿 (100枚)	×	×	○
AX-MXA-30	ディスポーザブルアルミ皿(100枚)	○	○	×
AX-MX-31	試料皿 (Φ85mm、100枚)	×	×	○
AX-MXA-31	試料皿(φ90mm 100枚)	○	○	×
AX-MX-32-1	ガラス繊維シート (表面張力の強い液体測定用Φ70mm、濾紙、100枚)	○	○	○
AX-MX-32-2	ガラス繊維シート (液体測定用Φ78mm、ガラスペーパー、100枚)	△(サイズ小)	△(サイズ小)	○
AX-MXA-32-2	ガラス繊維シート(φ86mm 100枚)	○	○	×
AX-MX-33	テストサンプル (酒石酸ナトリウム、30g×12個)	○	○	○
AX-MX-34-120V	ハロゲンランプ (100~120V)	○	○	○
AX-MX-34-240V	ハロゲンランプ (200~240V)	○	○	○
AX-MX-35	試料皿取手 (2個)	×	×	○
AX-MXA-35	カバー付き試料皿取手(2個)	○	○	×
AX-MX-36	ピンセット (2個)	○	○	○
AX-MX-37	スプーン (2個)	○	○	○
AX-MX-38	表示部保護カバー (5枚)	×	×	○
AX-MXA-38	表示部保護カバー(5枚) 液晶表示モデル用	×	○	×
AX-MXAT-38	表示部保護カバー(5枚) タッチパネルモデル用	○	×	○
AX-MX-39	本体カバー	×	×	○
AX-MXA-39	本体カバー	○	○	×
AX-MX-40	RS-232Cケーブル 2m (25P-9P)	×	×	○
AD1603-20F1	OIML型校正用分銅 (20g F1級相当品)	○	○	○
AX-MX-42 (廃盤)	WinCT-Moisture (データ処理ソフトウェア)	△	△	○
(NewMX発売後無料ダウンロード可能)	WinCT-Moisture (データ処理ソフトウェア) 最新版	○	○	○
AX-MX-43	温度キャリブレーション (校正証明書<英文>付き、MS-70及びMX-50に使用可能)	×	×	○
AX-MXA-43	温度調整キット	○	○	×
AX-USB-25P	USBコンバータ・ケーブルセット	×	×	○
AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット	○	○	×
AX-FST100MA250V	ヒューズ T100mA 250V 5×20mm 5本組	×	×	○(1本使用)
AX-FST6.3A250V	ヒューズ T6.3A 250V 5×20mm 5本組	○(2本使用)	○(2本使用)	○(1本使用)
AX-KO2741-100	RS-232Cケーブル 1m (9P-9P)	○	○	×
AX-KO2741-180	RS-232Cケーブル 1.8m (9P-9P)	○	○	×
AX-KO2741-450	RS-232Cケーブル 4.5m (9P-9P)	○	○	×
AX-KO7919-200	USB(A)-USB(C)ケーブル 2m	○	○	×
AD-8121B(生産終了)	コンパクトプリンタ(統計演算機能付き)	○	○	○
AD-8126	ミニプリンタ	○	○	○
AD-8127(生産終了)	マルチプリンタ	○	○	○
AD-8129TH	サーマルプリンタ	○	○	○
AD-1683	除電器(イオナイザー)	○	○	○
AD-1683A	除電器(イオナイザー)	○	○	○
AD-1684A	非接触式静電気測定器	○	○	○
AD-1687	環境ロガー	○	○	○
AD-1688	計量データロガー	○	○	○
AD-1689	分析操作用ピンセット	○	○	○
AX-TWEEZERS-25	分析操作用ピンセット	○	○	○
AD-8526	イーサネット・コンバータ	本体内蔵	○	○
AD-8527	クイックUSBアダプタ	○	○	○
AD-8541-PC(-JA)	PC接続用Bluetooth Dongle	○	○	△(変換ケーブル必要)
AD-8541-SCALE(-JA)	計量器接続用Bluetoothコンバータ	本体内蔵	○	△(変換ケーブル必要)
AX-CLEANING-SET	天びん用クリーニングセット	○	○	○
AX-TRAY-10ML	分析天びん用計量ポート	○	○	○