

適応アダプター一覧表

株式会社エー・アンド・デイ

天びん・台はかり型名	適合ACアダプタ 商品コード(注文コード)	ACアダプタ 本体の記載名	標準価格 (税抜価格)	10%税込価格	JANコード
EK-G / EK-H / EW-G / EK-A / EW-A / ET-120A / AD-1681	AX-TB276	TB-276	¥4,000 (税抜価格)	¥4,400 (税込価格)	4981046137386
FC (FC-i/FC-Siを除く) / ET-W / ET-WR / FA / FB / FX / FY	AX-TB109	TB-109D	¥3,500 (税抜価格)	¥3,850 (税込価格)	4981046605656
HR-60 / HR-120 / HR-200 / FC-i / FC-Si	AX-TB109	TB-109D	¥3,500 (税抜価格)	¥3,850 (税込価格)	4981046605656
	AX-TB276	TB-276	¥4,000 (税抜価格)	¥4,400 (税込価格)	4981046137386
AD-4212A / AD-4212B / AD-4212C / BM / FX-CT / FX-GD / FX-i / FX-iWP / FZ-CT / FZ-i / FZ-iWP / GF / GF-A / GF-K / GH / GP(GP-Rを除く) / GR / GX / GX-A / GX-K / HF / HM / HP / HR-A / HR-AZ / HR-i / MC / SV / AD-1682 / AD-1690 / AD-8526 / AD-8922A / AD-8923-BCD / AD-8923-CC	AX-TB248 (※1)	TB-248、 TB-248A、 TB248	¥3,500 (税抜価格)	¥3,850 (税込価格)	4981046609241
FP / FR / HA / HA-A / HA-M / HX / GP-R	AX-TB135	TB-135D	¥4,500 (税抜価格)	¥4,950 (税込価格)	4981046605694
EJ / EJ-B / EK-i / EK-iR / EW-i / FS / FS-KL / HC / HC-i / HD / SR / SQ / AD-8920A	AX-TB162 (※2)	TB-162A	¥4,500 (税抜価格)	¥4,950 (税込価格)	4981046712835
	AX-TB266	TB-266	¥4,500 (税抜価格)	¥4,950 (税込価格)	4981046618076
FG / FV / FW / HL / HL-i / HL-WP / HT / HV-A / HV-GL / HW-A / HW-GL / SG / SH / SJ / SK / SK-i / SK-iWP / SK-WP / SL / SL-WP	AX-TB266	TB-266	¥4,500 (税抜価格)	¥4,950 (税込価格)	4981046618076
EK-L / HV-C / HW-C	AX-TB266	TB-266	¥4,500 (税抜価格)	¥4,950 (税込価格)	4981046618076
HV-CP / HW-CP / HV-CP-K / HW-CP-K	AX-TB278	TB-278	¥5,000 (税抜価格)	¥5,500 (税込価格)	4981046154932
AD-8127 / AD-8121B	AX-TB135	TB-135D	¥4,500 (税抜価格)	¥4,950 (税込価格)	4981046605694
	AX-TB285	TB-285	¥4,000 (税抜価格)	¥4,400 (税込価格)	4981046157414
AD-8126	AX-TB256	TB-256	¥8,500 (税抜価格)	¥9,350 (税込価格)	4981046610858
AD-1683	AX-TB228	TB-228A	¥4,500 (税抜価格)	¥4,950 (税込価格)	4981046610872
AD-1687 / AD-1641 / AD-8529	AX-TB253	TB-253	¥3,500 (税抜価格)	¥3,850 (税込価格)	4981046155519

(※1) AX-TB248は形状を変更します。

(※2) AX-TB162は生産を終了しました。在庫限りの販売です。

※適合アダプタが複数ある場合はいずれのアダプタも使用できます。

※FS-i、FT、FT-i、HV-GV、HV-WP、HW-GV、HW-WP、ST、SN、SN-WP、SN-EP、SU-2000K、SWはAC電源です。

※SC、SD、SEは乾電池のみ使用可能です

※HV-KLEP、HW-KEPはマンガン乾電池のみ使用可能です