

天びんはかり用ACアダプタ仕様:消費電力、法令規格対応

青色枠:新情報または更新したもの

灰色枠:生産終了在庫限り

型名	プラグ形状	入力電圧	出力	消費電力	ケーブル		対応している法令・規格(対応している場合はACアダプタ本体にそのロゴが記載ある)											原産国	備考	
					長さ	径	PSE	UL	FCC	DOE レベル6	CE	UKCA	RoHS	CCC	GS	TUV	RCM			
AX-TB101	A	AC100 V	DC15 V/80 mA	4 VA	1830 mm		○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	生産終了
AX-TB109	A	AC100 V	DC12 V/300 mA	8 VA	1830 mm		○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	生産終了	
AX-TB110	A	AC120 V	DC16.5 V/300 mA	8 VA	1830 mm		---	○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国		
AX-TB124E	C	AC230 V	DC12 V/300 mA	-	1830 mm		---	---	---	---	---	△*1	---	---	---	---	---	中国	生産終了 後継:AX-TB287E	
AX-TB124U	BF	AC230 V	DC12 V/300 mA	-	1830 mm		---	---	---	---	---	△*1	---	---	---	---	---	中国	生産終了 後継:AX-TB287U	
AX-TB135	A	AC100 V	DC15 V/500 mA	14 VA	1830 mm	2.9×5.3 mm	○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国		
AX-TB136	A	AC120 V	DC15 V/500 mA	-	1830 mm		---	○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	生産終了	
AX-TB162	A	AC100 V	DC7.5 V/500 mA	10 VA	1830 mm		---	○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	生産終了	
AX-TB163	A	AC120 V/60 Hz	DC7.5 V/500 mA	9 VA	1830 mm		---	○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	生産終了	
AX-TB164	C	AC230 V	DC7.5 V/500 mA	-	1830 mm		---	---	---	---	---	△*1	---	---	---	---	---	中国	生産終了	
AX-TB173	BF	AC230 V	DC7.5 V/500 mA	-	1830 mm		---	---	---	---	---	△*1	---	---	○	○	---	中国	生産終了	
AX-TB196	A	AC100 V	DC9 V/100 mA	3 VA	1830 mm		○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	生産終了	
AX-TB202	A	AC120 V/60 Hz	DC11 V/60 mA	3 VA	1830 mm		---	○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	生産終了	
AX-TB228	A	AC100 V	DC12.6 V/250 mA	7 VA	1800 mm		---	○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	生産終了	
AX-TB248旧	A	AC100-240 V	DC12 V/1 A	30 VA	1830 mm	3.5 mm	○	○	○	---	---	---	---	○	---	---	---	中国	生産終了	
AX-TB248	A	AC100-240 V	DC12 V/1 A	22-32 VA	1500 mm	3.5 mm	○	---	---	---	○	---	---	○	---	---	---	中国		
AX-TB249E	C	AC100-240 V	DC12 V/1 A	-	1830 mm	3.5 mm	---	---	---	---	---	△*1	---	○	---	---	---	中国	生産終了 後継:AX-TB287E	
AX-TB249U	BF	AC100-240 V	DC12 V/1 A	-	1830 mm	3.5 mm	---	---	---	---	---	△*1	---	○	---	○	---	中国	生産終了 後継:AX-TB287U	
AX-TB253	A	AC100-240 V	DC5 V/1.2 A	13~20 VA	2000 mm	3.0 mm	○	○	○	---	---	---	---	○	---	---	---	中国	生産終了	
AX-TB256旧*2	A	AC100 V	DC7 V/1.6 A	23 VA	2000 mm		○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	台湾		
AX-TB256新*2	A	AC100-240 V	DC7 V/2.5 A	39~55 VA	1500 mm		○	○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国		
AX-TB263	C	AC100-240 V	DC9 V/500 mA	20 VA(AC230 V時)	1830 mm		---	---	---	---	---	△*1	---	---	---	---	---	中国	生産終了 後継:AX-TB289	
AX-TB264	BF	AC100-240 V	DC9 V/500 mA	20 VA(AC230 V時)	1830 mm		---	---	---	---	---	△*1	---	---	---	---	---	中国	生産終了 後継:AX-TB289	
AX-TB265	A,B,F,C,S	AC100-240 V	DC5 V/2.1 A	-	1800 mm		---	○	○	---	---	△*1	---	---	---	---	---	中国	生産終了	
AX-TB266	A	AC100-240 V	DC9 V/500 mA	14 VA(AC100 V時)	1800 mm		○	○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	生産終了 後継:AX-TB294	
AX-TB269	A	AC100-240 V	DC9 V/3 A	80 VA	1800 mm		○	○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国		
AX-TB274	A	AC100-240 V	DC12 V/1 A	25 VA	1200 mm	3.5 mm	○	○	○	○	---	---	---	○	---	---	---	中国		
AX-TB275	A	AC100-240 V	DC9 V/670 mA	14-20.5 VA	1500 mm		○	○	○	○	---	---	---	---	---	---	---	中国		
AX-TB276	A	AC100-240 V	DC15 V/500 mA	14-20.5 VA	1500 mm		○	○	○	○	---	---	---	---	---	---	---	中国		
AX-TB278	A	AC100-240 V	DC9 V/3.340 A	71-109 VA	1500 mm		○	○	○	○	---	---	---	○	---	---	○	中国		
AX-TB278-BLD	BF, C, S						プラグ部のみの販売 各法令対応などはTB278に準ずる											中国		
AX-TB280	C,BF	AC100-240 V	DC9 V/670 mA	-	1530 mm		○	○	○	○	○	---	---	---	○	○	---	---	中国	生産終了 後継:AX-TB289
AX-TB282	A	AC100-240 V	DC5 V/2 A	25 VA	1500 mm		○	○	○	○	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	
AX-TB283	A/C/BF/S	AC100-240 V	DC5 V/2 A	23 VA	1500 mm*3		○	○	○	○	---	---	---	○	---	---	---	---	中国	
AX-TB284S	S	AC100-240 V	DC12 V/0.5 A	-	1830 mm	1.7×3.4 mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	○	---	中国	生産終了
AX-TB285	A	AC100-240 V	DC12 V/1.5 A	36 VA	1500 mm	3.5 mm	---	---	---	○	---	---	---	○	---	---	---	---	中国	
AX-TB286E	C	AC100-240 V	DC12 V/1.5 A	-	1500 mm	3.5 mm	---	---	---	○	---	---	---	○	---	---	---	---	中国	
AX-TB286U	BF	AC100-240 V	DC12 V/1.5 A	-	1500 mm	3.5 mm	---	---	---	○	---	---	---	○	---	---	---	---	中国	
AX-TB287E	C	AC100-240 V	DC12 V/1 A	-	1500 mm	3.0 mm	---	---	---	○	---	---	---	○	---	---	---	---	中国	
AX-TB287U	BF	AC100-240 V	DC12 V/1 A	-	1500 mm	3.0 mm	---	---	---	○	---	---	---	○	---	---	---	---	中国	
AX-TB287	C/BF	AC100-240 V	DC12 V/1 A	-	1500 mm	3.0 mm	---	---	---	○	---	---	---	○	---	---	---	---	中国	
AX-TB289	C,BF	AC100-240 V	DC9 V/660 mA	-	1530 mm		---	○	○	○	---	---	---	○	○	○	○	---	中国	
AX-TB294	A	AC100-240 V	DC9 V/0.5 A	10-15 VA	1800 mm	3.5 mm	○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	
AX-TB300	A	AC100-240 V	DC5 V/1 A	6 VA			○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	ケーブル部は付属しない
AX-TB301	A,C,BF	AC100-240 V	DC5 V/1 A	6 VA			○	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	中国	ケーブル部は付属しない

\*1 CEマーク: マークはありますが、最新のCEiには非対応となります。  
\*2 AX-TB256は、2016年10月末にランニングチェンジでアダプタ仕様を変更したため、新・旧の仕様を併記しています。  
\*3 付属する電源ケーブルの長さとなります。(ケーブル部とアダプタ部と分離できる構造)