


分銅のサイズとケースのサイズについて (OIML型校正用分銅AD-1603シリーズ：20kg～1kg、円筒型)

公称値	分銅外径 D×H (h) (単位：mm)	ケースのサイズ (単位：mm)	ケースの材質	分銅外径イラスト
20kg	128×224 (166.4)	185 (H) ×272 (W)	アルミ	 <p style="text-align: right;">分銅外径</p>
10kg	100×182 (135.3)	156 (H) ×221 (W)	アルミ	
5kg	80×142.3 (106.3)	135 (H) ×182 (W)	アルミ	
2kg	60×101.3 (74.4)	122 (H) ×75 (D)	プラスチック	
1kg	48×80.3 (58.8)	110 (H) ×65 (D)	プラスチック	
500g	38×64 (47.5)	82 (H) ×55 (D)	プラスチック	
200g	28×47 (35)	64 (H) ×43 (D)	プラスチック	
100g	22×38 (27.5)	54 (H) ×33 (D)	プラスチック	
50g	18×29 (21)	54 (H) ×33 (D)	プラスチック	
20g	13×22 (16.6)	54 (H) ×33 (D)	プラスチック	
10g	10×18.4 (14)	54 (H) ×33 (D)	プラスチック	
5g	8×14.8 (11)	54 (H) ×33 (D)	プラスチック	
2g	6×10.8 (8)	54 (H) ×33 (D)	プラスチック	
1g	6×6.2 (3.4)	54 (H) ×33 (D)	プラスチック	