

OIML型校正用組分銅 AD-1605シリーズ 組分銅セット内容

セット内容	公称値																					個数 (合計質量)	ケースサイズ W×D×H(mm)	
	10kg	5kg	2kg	1kg	500g	200g	100g	50g	20g	10g	5g	2g	1g	500mg	200mg	100mg	50mg	20mg	10mg	5mg	2mg			1mg
20kgセット	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17個 (21110g)	480×335×290
10kgセット	-	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16個 (11110g)	410×285×210
5kgセット	-	-	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15個 (6110g)	315×170×145
2kgセット	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13個 (2110g)	230×170×125
1kgセット	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12個 (1110g)	195×140×100
500gセット	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11個 (610g)	185×135×90
200gセット	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9個 (210g)	135×125×75
100gセット	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8個 (110g)	135×130×75
1gセット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	2	1	12個 (1110mg)	175×165×65

※ 500mgから1mgまでの分銅は板状分銅です