

防塵・防水についての注意点

- 天秤の防塵・防水レベル IP65 は、JIS 保護等級 5「水の直接噴流による影響は受けない」に該当します。強い水圧での洗浄、水中への水没等は、天秤内部に水が浸入し、故障の原因になります。
- 天秤を防塵・防水仕様の環境に設置して使用する場合、「AC アダプタ入力ジャックに AC アダプタのプラグが奥までしっかり差し込まれていること」、「RS-232C 出力ケーブルが取り付けられていること」を確認してください。
- AC アダプタや RS-232C 出力ケーブルを使用しない場合は、それぞれパッキン部に付いているゴムキャップを装着してください。

