

モデル名		旧モデル AD-8121B	新モデル AD-8127
方式		ドットインパクト方式	
液晶画面		×	○
テンキー		×	○
日付/時刻		○	○※1
ID印字		×	○※1
一連番号		○	○
統計演算		○	○
インターバル印字		○	○
チャート印字		○	○
計量部へのコマンド		× (ストリームモードにて)	○ (リゼロ / 計量値出力)※2
パスワードロック機能		機能なし	機能あり(日付・時刻・内部設定) ※Ver.3.14以降
文字仕様		約1.8(W)×2.5(H)mm	約1.62(W)×2.4(H)mm
印字文字数		16文字/行	24文字/行
印字スピード		約1行/秒	約1.6行/秒
インタフェース		RS-232C(AD8121B専用コネクタ) カレントループ(Din)	RS-232C(D-Sub9Pオス) カレントループ(Din)
ケーブル	標準付属	・D-Sub25Pケーブル ・D-Sub25P-9P変換アダプタ	・D-Sub25Pケーブル ・D-Sub9Pケーブルの各1本
	改造コード 対応	<u>プリンタ注文時に</u> ・D-Sub9P ・Din7P ・カレントループの いずれかのケーブルに変更が可能	<u>プリンタ注文時に</u> ・Din7P(改造コード 00001) ・カレントループ(改造コード00002)の いずれかのケーブルに変更が可能
	別売	・バラ線 AX-K03341-320 ¥13,000	・バラ線 AX-K03285-320 ¥13,000
プリンタ用紙幅		44.5mm	57.5mm
プリンタ用紙(普通紙)		AX-PP143-S(10巻入)¥4,500	AX-PP137-S(10巻入)¥5,000
プリンタ用紙(無塵紙)		AX-PP172-S(10巻入)¥9,800	AX-PP173-S(10巻入)¥9,800
インクリボン		AX-ERC-05-S(5個入)¥7,200	AX-ERC-22B-S(5個入) ¥8,500
電源	ACアダプタ	ACアダプタ(AX-TB135)付属	ACアダプタ(AX-TB285)付属
	乾電池駆動	単三乾電池×4本付属	×(電池駆動不可)※3
標準価格(税抜)		¥65,000	¥65,000
JANコード		4981046600866	4981046149945
接続可能なフットスイッチ		AX-SW128+AX-K0980-S100 ※4 ※5	AX-SW-128 ※5
フットスイッチによる動作		プリント	リゼロ、プリント、紙送り、演算結果印字、 総和印字から選択可※2 ※4

※1 印字したい時にキーを押す事で印字が可能 日付印字(DATEキー) / 時刻印字(TIMEキー) / ID印字(IDキー)

※2 計量値の出力を天びん側にコマンド送信が可能(天びん側をストリームモードにしなくてよい)

※3 別体型の充電式バッテリーユニット(AD-1682)と接続することで、AC電源が無い状態で使用可能(AD-8127と一体にはなりません)

※4 プリンタ本体と接続する配線による(フットスイッチを2個接続すれば両方可能)

※5 AX-SW128はお客様にて接続作業が必要

・AD-8121Bと接続: 接続する計量器によって、外部キー入力プラグ(AX-T-314-S)
外部入力コネクタ(AX-HD0-25P/CTF)などが必要

・AD-8127と接続: ケーブル線を剥きだして、直接プリンタの端子台に接続



AD-1682使用イメージ