

マルチプリンタAD-8127 / ミニプリンタAD-8126機能比較

モデル名	AD-8127	AD-8126
方式	ドットインパクト方式	
紙幅	57.5mm	
プリンタ用紙	AX-PP137-S (プリンタに1巻付属)	
	AX-PP173-S	
インクリボン	AX-ERC-22B-S	AX-IR-91B-S
液晶画面	あり	なし
インターバル印字	○	なし ※1
日付時刻印字	○	なし ※1
統計演算	○	なし ※1
ID印字	○	なし ※1
コマンド送信機能 ※2	印字	×
	ゼロ(風袋引き)	×
パスワードロック機能	あり(日付時刻、内部設定)、2段階(使用者・管理者権限)	なし
インタフェース	RS-232C (D-Sub9P)	RS-232C (D-Sub25P)
付属ケーブル ※3	2本付属(天びん側がD-Sub9P用 / D-Sub25P用) 天びん側が、DINまたはカレントループ用のケーブルのいずれかを付属して出荷	1本付属(天びん側がD-Sub9P用) 天びん側が、D-Sub25PまたはDIN用のケーブルのいずれかを付属して出荷
標準価格(税抜)	¥65,000	¥48,000

※1: プリンタ本体には機能がありませんが、天びん側から[インターバル/日付時刻/IDなどの]出力を受ければ印字します

※2: プリンタ側のボタンで操作する機能です

※3: プリンタ注文時にケーブルを指定することで、標準付属のケーブルから指定されたケーブルに入れ替えて出荷します